

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : *MESA DE LABORATORIO EN C**

Descripción : Mesa técnica para laboratorio en C con superficie de trabajo de compacto fenólico con resina de alta resistencia Fundermax Resistance² gris claro de 20 mm de grosor. Ideal para todo tipo de laboratorios e indispensable para laboratorios físico-químicos. Estructura metálica en tubo de acero laminado en frío 60 x 30 mm, protegida con resinas epóxicas antioxidantes. Se puede utilizar como superficie de soporte para instrumentación de laboratorio y montaje de experimentos. Capacidad de carga de hasta 300 Kg metro lineal. Cuatro puntos de apoyo regulables para nivelar la mesa. Se entrega montada. Garantía 5 años. Entrega 5-7 semanas

Producto cubierto por garantía de 5 años frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto




Producto voluminoso. Verifique que el acceso y la ubicación de entrega permiten su recepción y manipulación

DATOS TÉCNICOS

referencia	dimensiones (largo x ancho x tipo alto)		unidades por ref.
LABT-C01-001	900 x 750 x 900 mm	sin panel trasero	1
LABT-C02-001	1200 x 750 x 900 mm	sin panel trasero	1
LABT-C03-001	1500 x 750 x 900 mm	sin panel trasero	1
LABT-C04-001	1800 x 750 x 900 mm	sin panel trasero	1
LABT-C11-001	900 x 750 x 900 mm	con panel trasero	1
LABT-C12-001	1200 x 750 x 900 mm	con panel trasero	1
LABT-C13-001	1500 x 750 x 900 mm	con panel trasero	1
LABT-C14-001	1800 x 750 x 900 mm	con panel trasero	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LABT-C01-001	736	60,00	94036090	08434868027589
LABT-C02-001	1104	71,50	94036090	08434868027596
LABT-C03-001	1324,8	78,50	94036090	08434868027602
LABT-C04-001	1472	85,50	94036090	08434868027619
LABT-C11-001	722	60,00	94036090	08434868080294
LABT-C12-001	950	72,00	94036090	08434868080300
LABT-C13-001	1178	79,00	94036090	08434868080317
LABT-C14-001	1406	86,00	94036090	08434868080324



GENERAL INFORMATION

Product name : *LABORATORY TABLE, C SHAPE

Description : Worktop made with high resistance compact phenolic resin Fundermax Resistance², soft grey, 20 mm thick. Ideal for all types of laboratories and indispensable in physical-chemical laboratories. Tube metal frame made of cold rolled steel 60 x 30 mm with an antirust epoxy resin protection layer. With a maximum load capacity of 300 kg/linear meter. Four adjustable support points to level the table. Delivered assembled. Warranty 5 years. Delivery time 5-7 weeks

Product covered by a 5-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product




Bulky item. Please ensure that access and delivery areas allow for proper receipt and handling

TECHNICAL DATA

reference	dimensions (length x width x height)	type	pcs/pack
LABT-C01-001	900 x 750 x 900 mm	without back panel	1
LABT-C02-001	1200 x 750 x 900 mm	without back panel	1
LABT-C03-001	1500 x 750 x 900 mm	without back panel	1
LABT-C04-001	1800 x 750 x 900 mm	without back panel	1
LABT-C11-001	900 x 750 x 900 mm	with back panel	1
LABT-C12-001	1200 x 750 x 900 mm	with back panel	1
LABT-C13-001	1500 x 750 x 900 mm	with back panel	1
LABT-C14-001	1800 x 750 x 900 mm	with back panel	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LABT-C01-001	736	60,00	94036090	08434868027589
LABT-C02-001	1104	71,50	94036090	08434868027596
LABT-C03-001	1324,8	78,50	94036090	08434868027602
LABT-C04-001	1472	85,50	94036090	08434868027619
LABT-C11-001	722	60,00	94036090	08434868080294
LABT-C12-001	950	72,00	94036090	08434868080300
LABT-C13-001	1178	79,00	94036090	08434868080317
LABT-C14-001	1406	86,00	94036090	08434868080324



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : *PAILLASSE DE LABORATOIRE EN C

Description : Paillasse de laboratoire en C avec surface de travail en résine phénolique Fundermax Resistance² de couleur gris clair de 20 mm d'épaisseur. Idéale pour tous types de laboratoire et indispensable dans les laboratoires de physico-chimie. Structure métallique en tube d'acier laminé à froid 60 x 30 mm, recouvert de résine époxy antioxydant. Peut être utilisée comme une surface d'appui pour instruments de laboratoire et montages. Capacité de charge jusqu'à 300 kg mètre linéaire. Quatre points d'appui réglables pour niveler la table. Se livre montée. Garantie 5 ans. Délai de livraison 5-7 semaines

Produit couvert par une garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit




Prodotto voluminoso. Si consiglia di verificare che l'accesso e l'area di consegna siano adeguati per riceverlo e movimentarlo in sicurezza

DONNÉES TECHNIQUES

référence	dimensions (longueur x largeur x hauteur)	type	unités par ref.
LABT-C01-001	900 x 750 x 900 mm	sans panneau arrière	1
LABT-C02-001	1200 x 750 x 900 mm	sans panneau arrière	1
LABT-C03-001	1500 x 750 x 900 mm	sans panneau arrière	1
LABT-C04-001	1800 x 750 x 900 mm	sans panneau arrière	1
LABT-C11-001	900 x 750 x 900 mm	avec panneau arrière	1
LABT-C12-001	1200 x 750 x 900 mm	avec panneau arrière	1
LABT-C13-001	1500 x 750 x 900 mm	avec panneau arrière	1
LABT-C14-001	1800 x 750 x 900 mm	avec panneau arrière	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LABT-C01-001	736	60,00	94036090	08434868027589
LABT-C02-001	1104	71,50	94036090	08434868027596
LABT-C03-001	1324,8	78,50	94036090	08434868027602
LABT-C04-001	1472	85,50	94036090	08434868027619
LABT-C11-001	722	60,00	94036090	08434868080294
LABT-C12-001	950	72,00	94036090	08434868080300
LABT-C13-001	1178	79,00	94036090	08434868080317
LABT-C14-001	1406	86,00	94036090	08434868080324



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : *TAVOLO DA LABORATORIO IN C

Descrizione : Tavolo tecnico da laboratorio in C con superficie di lavoro in composto fenolico compatto con resina Fundermax Resistance² ad alta resistenza grigio chiaro, 20 mm di spessore. Ideale per tutti i tipi di laboratori e indispensabile per i laboratori di fisica e chimica. Struttura metallica in tubo d'acciaio laminato a freddo 60 x 30 mm, protetto con resine epossidiche antiossidanti. Può essere utilizzato come superficie di supporto per strumentazione di laboratorio e assemblaggio di esperimenti. Capacità di carico fino a 300 kg per metro lineare. Quattro punti di supporto regolabili per livellare il tavolo. Viene consegnato montato. Garanzia di 5 anni. Consegna: 5-7 settimane

Prodotto coperto da garanzia di 5 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto




Prodotto voluminoso. Si consiglia di verificare che l'accesso e l'area di consegna siano adeguati per riceverlo e movimentarlo in sicurezza

DATI TECNICI

referenza	dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	tipo	unità per ref.
LABT-C01-001	900 x 750 x 900 mm	senza pannello posteriore	1
LABT-C02-001	1200 x 750 x 900 mm	senza pannello posteriore	1
LABT-C03-001	1500 x 750 x 900 mm	senza pannello posteriore	1
LABT-C04-001	1800 x 750 x 900 mm	senza pannello posteriore	1
LABT-C11-001	900 x 750 x 900 mm	con pannello posteriore	1
LABT-C12-001	1200 x 750 x 900 mm	con pannello posteriore	1
LABT-C13-001	1500 x 750 x 900 mm	con pannello posteriore	1
LABT-C14-001	1800 x 750 x 900 mm	con pannello posteriore	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LABT-C01-001	736	60,00	94036090	08434868027589
LABT-C02-001	1104	71,50	94036090	08434868027596
LABT-C03-001	1324,8	78,50	94036090	08434868027602
LABT-C04-001	1472	85,50	94036090	08434868027619
LABT-C11-001	722	60,00	94036090	08434868080294
LABT-C12-001	950	72,00	94036090	08434868080300
LABT-C13-001	1178	79,00	94036090	08434868080317
LABT-C14-001	1406	86,00	94036090	08434868080324



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : *LABORATORIUMTAFEL MET C-POOT FRAME

Beschrijving : Laboratoriumbank met C-voet frame en zeer resistent werkblad van fenolhars, lichtgrijs Fundermax Resistance², 20 mm dik. Ideaal voor alle soorten laboratoria, in het bijzonder voor fysisch-chemische laboratoria. Metalen structuur van koudgelamineerde stalen buizen, 60 x 30 mm, beschermd door antioxidantende epoxyharsen. Kan worden gebruikt als steunvlak voor laboratoriuminstrumenten en experimentopstelling. Draagvermogen tot 300 kg per strekkende meter. Vier verstelbare steunpunten om de tafel waterpas te zetten. Wordt gemonteerd geleverd. Garantie 5 jaar. Levertijd 5-7 weken

Product met 5 jaar garantie. Dekkt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden




Omvangrijk product. Verzeker u ervan dat de toegang en de leveringslocatie geschikt zijn voor ontvangst en verwerking

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	afmetingen (lengte x breedte x type hoogte)		stuks per ref.
LABT-C01-001	900 x 750 x 900 mm	zonder achterpaneel	1
LABT-C02-001	1200 x 750 x 900 mm	zonder achterpaneel	1
LABT-C03-001	1500 x 750 x 900 mm	zonder achterpaneel	1
LABT-C04-001	1800 x 750 x 900 mm	zonder achterpaneel	1
LABT-C11-001	900 x 750 x 900 mm	met achterpaneel	1
LABT-C12-001	1200 x 750 x 900 mm	met achterpaneel	1
LABT-C13-001	1500 x 750 x 900 mm	met achterpaneel	1
LABT-C14-001	1800 x 750 x 900 mm	met achterpaneel	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LABT-C01-001	736	60,00	94036090	08434868027589
LABT-C02-001	1104	71,50	94036090	08434868027596
LABT-C03-001	1324,8	78,50	94036090	08434868027602
LABT-C04-001	1472	85,50	94036090	08434868027619
LABT-C11-001	722	60,00	94036090	08434868080294
LABT-C12-001	950	72,00	94036090	08434868080300
LABT-C13-001	1178	79,00	94036090	08434868080317
LABT-C14-001	1406	86,00	94036090	08434868080324



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : *LABORTISCH MIT C-FUßGESTELL

Beschreibung : Labortisch mit C-Fußgestell und hochbeständiger Phenolharz-Arbeitsfläche, Fundermax Resistance², hellgrau und 20 mm dick. Ideal für alle Arten von Laboratorien und insbesondere für physikalisch-chemische Laboratorien. Metallstruktur aus kaltlamierten Stahlrohren, 60 x 30 mm, geschützt durch antioxidative Epoxidharze. Kann als Tragfläche für Laborinstrumente und zum Aufbau von Experimenten verwendet werden. Traglast bis 300 kg pro laufendem Meter. Vier verstellbare Stützfüße zur Nivellierung des Tisches. Wird montiert geliefert. Garantie 5 Jahre. Lieferzeit 5-7 Wochen.

Das Produkt unterliegt einer 5-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch äußere Einflüsse entstanden sind



Sperriges Produkt. Vergewissern Sie sich, dass Zugang und Lieferort die Annahme und Handhabung des Produkts ermöglichen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Maße (Länge x Breite x Höhe)	Typ	Stückzahl pro Artikel
LABT-C01-001	900 x 750 x 900 mm	ohne Rückwand	1
LABT-C02-001	1200 x 750 x 900 mm	ohne Rückwand	1
LABT-C03-001	1500 x 750 x 900 mm	ohne Rückwand	1
LABT-C04-001	1800 x 750 x 900 mm	ohne Rückwand	1
LABT-C11-001	900 x 750 x 900 mm	mit Rückwand	1
LABT-C12-001	1200 x 750 x 900 mm	mit Rückwand	1
LABT-C13-001	1500 x 750 x 900 mm	mit Rückwand	1
LABT-C14-001	1800 x 750 x 900 mm	mit Rückwand	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
LABT-C01-001	736	60,00	94036090	08434868027589
LABT-C02-001	1104	71,50	94036090	08434868027596
LABT-C03-001	1324,8	78,50	94036090	08434868027602
LABT-C04-001	1472	85,50	94036090	08434868027619
LABT-C11-001	722	60,00	94036090	08434868080294
LABT-C12-001	950	72,00	94036090	08434868080300
LABT-C13-001	1178	79,00	94036090	08434868080317
LABT-C14-001	1406	86,00	94036090	08434868080324

