



## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Bandejas para incubadoras y estufas

**Descripción :** Bandejas para las incubadoras LBX INC65, INC-R, INC-H, INC-C y las estufas LBX OVF y OVV

## DATOS TÉCNICOS

| referencia   | dimensiones (mm) | descripción               | unidades por ref. |
|--------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| INCU-A01-001 | 315 x 290 mm     | bandeja para INCU-045-001 | 1                 |
| INCU-A02-001 | 365 x 300 mm     | bandeja para INCU-065-001 | 1                 |
| INCU-A03-001 | 465 x 390 mm     | bandeja para INCU-125-001 | 1                 |
| INCR-A01-001 | 314 x 364 mm     | bandeja para INCR-070-001 | 1                 |
| INCR-A02-001 | 363 x 441 mm     | bandeja para INCR-150-001 | 1                 |
| INCH-A02-001 | 364 x 314 mm     | bandeja para INCH-070-001 | 1                 |
| INCH-A03-001 | 441 x 363 mm     | bandeja para INCH-150-001 | 1                 |
| INCC-A01-001 | 375 x 375 mm     | bandeja para INCC-080-001 | 1                 |
| DOVF-A01-001 | 275 x 280 mm     | bandeja para DOVF-030-001 | 1                 |
| DOVF-A02-001 | 315 x 320 mm     | bandeja para DOVF-045-001 | 1                 |
| DOVF-A03-001 | 365 x 330 mm     | bandeja para DOVF-065-001 | 1                 |
| DOVF-A04-001 | 465 x 420 mm     | bandeja para DOVF-125-001 | 1                 |
| DOVF-A06-001 | 552 x 464 mm     | bandeja para DOVF-230-001 | 1                 |
| DOVV-A03-001 | 290 x 285 mm     | bandeja para DOVV-024-001 | 1                 |
| DOVV-A04-001 | 405 x 355 mm     | bandeja para DOVV-052-001 | 1                 |

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| INCU-A01-001 | 1,667     | 1,30 | 85437090 | 08434868058989 |
| INCU-A02-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058996 |
| INCU-A03-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868059009 |
| INCR-A01-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868087057 |
| INCR-A02-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868087064 |
| INCH-A02-001 | 8,4       | 3,00 | 84198998 | 08434868105652 |
| INCH-A03-001 | 12        | 5,00 | 84198998 | 08434868105669 |
| INCC-A01-001 | 8,4       | 1,67 | 84198998 | 08434868099159 |
| DOVF-A01-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058538 |
| DOVF-A02-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058545 |
| DOVF-A03-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058552 |
| DOVF-A04-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058569 |
| DOVF-A06-001 | 1,19      | 1,10 | 85437090 | 08434868087071 |
| DOVV-A03-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868114241 |
| DOVV-A04-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868114258 |

FOTO DEL PRODUCTO





## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Shelves for incubators and ovens

**Description :** Shelves for LBX INC65, INC-R, INC-H, INC-C incubators and LBX OVF, OVV ovens

## TECHNICAL DATA

| reference    | dimensions (mm) | description            | pcs/pack |
|--------------|-----------------|------------------------|----------|
| INCU-A01-001 | 315 x 290 mm    | shelf for INCU-045-001 | 1        |
| INCU-A02-001 | 365 x 300 mm    | shelf for INCU-065-001 | 1        |
| INCU-A03-001 | 465 x 390 mm    | shelf for INCU-125-001 | 1        |
| INCR-A01-001 | 314 x 364 mm    | shelf for INCR-070-001 | 1        |
| INCR-A02-001 | 363 x 441 mm    | shelf for INCR-150-001 | 1        |
| INCH-A02-001 | 364 x 314 mm    | shelf for INCH-070-001 | 1        |
| INCH-A03-001 | 441 x 363 mm    | shelf for INCH-150-001 | 1        |
| INCC-A01-001 | 375 x 375 mm    | shelf for INCC-080-001 | 1        |
| DOVF-A01-001 | 275 x 280 mm    | shelf for DOVF-030-001 | 1        |
| DOVF-A02-001 | 315 x 320 mm    | shelf for DOVF-045-001 | 1        |
| DOVF-A03-001 | 365 x 330 mm    | shelf for DOVF-065-001 | 1        |
| DOVF-A04-001 | 465 x 420 mm    | shelf for DOVF-125-001 | 1        |
| DOVF-A06-001 | 552 x 464 mm    | shelf for DOVF-230-001 | 1        |
| DOVV-A03-001 | 290 x 285 mm    | shelf for DOVV-024-001 | 1        |
| DOVV-A04-001 | 405 x 355 mm    | shelf for DOVV-052-001 | 1        |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| INCU-A01-001 | 1,667     | 1,30 | 85437090 | 08434868058989 |
| INCU-A02-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058996 |
| INCU-A03-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868059009 |
| INCR-A01-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868087057 |
| INCR-A02-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868087064 |
| INCH-A02-001 | 8,4       | 3,00 | 84198998 | 08434868105652 |
| INCH-A03-001 | 12        | 5,00 | 84198998 | 08434868105669 |
| INCC-A01-001 | 8,4       | 1,67 | 84198998 | 08434868099159 |
| DOVF-A01-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058538 |
| DOVF-A02-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058545 |
| DOVF-A03-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058552 |
| DOVF-A04-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058569 |
| DOVF-A06-001 | 1,19      | 1,10 | 85437090 | 08434868087071 |
| DOVV-A03-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868114241 |
| DOVV-A04-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868114258 |

## PRODUCT PHOTO





## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit :** Grille pour incubateur et étuve

**Description :** Grille pour incubateur LBX INC65, INC-R, INC-H, INC-C et étuve LBX OVF et OVV

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | dimensions (mm) | description              | unités par ref. |
|--------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| INCU-A01-001 | 315 x 290 mm    | grille pour INCU-045-001 | 1               |
| INCU-A02-001 | 365 x 300 mm    | grille pour INCU-065-001 | 1               |
| INCU-A03-001 | 465 x 390 mm    | grille pour INCU-125-001 | 1               |
| INCR-A01-001 | 314 x 364 mm    | grille pour INCR-070-001 | 1               |
| INCR-A02-001 | 363 x 441 mm    | grille pour INCR-150-001 | 1               |
| INCH-A02-001 | 364 x 314 mm    | grille pour INCH-070-001 | 1               |
| INCH-A03-001 | 441 x 363 mm    | grille pour INCH-150-001 | 1               |
| INCC-A01-001 | 375 x 375 mm    | grille pour INCC-080-001 | 1               |
| DOVF-A01-001 | 275 x 280 mm    | grille pour DOVF-030-001 | 1               |
| DOVF-A02-001 | 315 x 320 mm    | grille pour DOVF-045-001 | 1               |
| DOVF-A03-001 | 365 x 330 mm    | grille pour DOVF-065-001 | 1               |
| DOVF-A04-001 | 465 x 420 mm    | grille pour DOVF-125-001 | 1               |
| DOVF-A06-001 | 552 x 464 mm    | grille pour DOVF-230-001 | 1               |
| DOVV-A03-001 | 290 x 285 mm    | grille pour DOVV-024-001 | 1               |
| DOVV-A04-001 | 405 x 355 mm    | grille pour DOVV-052-001 | 1               |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| INCU-A01-001 | 1,667     | 1,30 | 85437090 | 08434868058989 |
| INCU-A02-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058996 |
| INCU-A03-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868059009 |
| INCR-A01-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868087057 |
| INCR-A02-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868087064 |
| INCH-A02-001 | 8,4       | 3,00 | 84198998 | 08434868105652 |
| INCH-A03-001 | 12        | 5,00 | 84198998 | 08434868105669 |
| INCC-A01-001 | 8,4       | 1,67 | 84198998 | 08434868099159 |
| DOVF-A01-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058538 |
| DOVF-A02-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058545 |
| DOVF-A03-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058552 |
| DOVF-A04-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058569 |
| DOVF-A06-001 | 1,19      | 1,10 | 85437090 | 08434868087071 |
| DOVV-A03-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868114241 |
| DOVV-A04-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868114258 |

## PHOTO PRODUIT





## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Vassoio per incubatori e stufe

**Descrizione :** Vassoio per incubatori LBX INC65, INC-R, INC-H, INC-C e stufe LBX OVF, OVV

## DATI TECNICI

| referenza    | dimensioni (mm) | descrizione              | unità per ref. |
|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| INCU-A01-001 | 315 x 290 mm    | vassoio per INCU-045-001 | 1              |
| INCU-A02-001 | 365 x 300 mm    | vassoio per INCU-065-001 | 1              |
| INCU-A03-001 | 465 x 390 mm    | vassoio per INCU-125-001 | 1              |
| INCR-A01-001 | 314 x 364 mm    | vassoio per INCR-070-001 | 1              |
| INCR-A02-001 | 363 x 441 mm    | vassoio per INCR-150-001 | 1              |
| INCH-A02-001 | 364 x 314 mm    | vassoio per INCH-070-001 | 1              |
| INCH-A03-001 | 441 x 363 mm    | vassoio per INCH-150-001 | 1              |
| INCC-A01-001 | 375 x 375 mm    | vassoio per INCC-080-001 | 1              |
| DOVF-A01-001 | 275 x 280 mm    | vassoio per DOVF-030-001 | 1              |
| DOVF-A02-001 | 315 x 320 mm    | vassoio per DOVF-045-001 | 1              |
| DOVF-A03-001 | 365 x 330 mm    | vassoio per DOVF-065-001 | 1              |
| DOVF-A04-001 | 465 x 420 mm    | vassoio per DOVF-125-001 | 1              |
| DOVF-A06-001 | 552 x 464 mm    | vassoio per DOVF-230-001 | 1              |
| DOVV-A03-001 | 290 x 285 mm    | vassoio per DOVV-024-001 | 1              |
| DOVV-A04-001 | 405 x 355 mm    | vassoio per DOVV-052-001 | 1              |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| INCU-A01-001 | 1,667     | 1,30 | 85437090 | 08434868058989 |
| INCU-A02-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058996 |
| INCU-A03-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868059009 |
| INCR-A01-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868087057 |
| INCR-A02-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868087064 |
| INCH-A02-001 | 8,4       | 3,00 | 84198998 | 08434868105652 |
| INCH-A03-001 | 12        | 5,00 | 84198998 | 08434868105669 |
| INCC-A01-001 | 8,4       | 1,67 | 84198998 | 08434868099159 |
| DOVF-A01-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058538 |
| DOVF-A02-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058545 |
| DOVF-A03-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058552 |
| DOVF-A04-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058569 |
| DOVF-A06-001 | 1,19      | 1,10 | 85437090 | 08434868087071 |
| DOVV-A03-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868114241 |
| DOVV-A04-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868114258 |

## FOTO DEL PRODOTTO





# Produkt informatieblad

Revisiedatum: 16/07/2025  
Ref. Doc.: PDS-1195

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam :** Roosterschalen voor incubatoren en kachels

**Beschrijving :** Roosters voor incubatoren LBX INC65, INC-R, INC-H, INC-C en kachels LBX OVF en OVV

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | afmetingen (mm) | beschrijving              | stuks per ref. |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| INCU-A01-001 | 315 x 290 mm    | rooster voor INCU-045-001 | 1              |
| INCU-A02-001 | 365 x 300 mm    | rooster voor INCU-065-001 | 1              |
| INCU-A03-001 | 465 x 390 mm    | rooster voor INCU-125-001 | 1              |
| INCR-A01-001 | 314 x 364 mm    | rooster voor INCR-070-001 | 1              |
| INCR-A02-001 | 363 x 441 mm    | rooster voor INCR-150-001 | 1              |
| INCH-A02-001 | 364 x 314 mm    | rooster voor INCH-070-001 | 1              |
| INCH-A03-001 | 441 x 363 mm    | rooster voor INCH-150-001 | 1              |
| INCC-A01-001 | 375 x 375 mm    | rooster voor INCC-080-001 | 1              |
| DOVF-A01-001 | 275 x 280 mm    | rooster voor DOVF-030-001 | 1              |
| DOVF-A02-001 | 315 x 320 mm    | rooster voor DOVF-045-001 | 1              |
| DOVF-A03-001 | 365 x 330 mm    | rooster voor DOVF-065-001 | 1              |
| DOVF-A04-001 | 465 x 420 mm    | rooster voor DOVF-125-001 | 1              |
| DOVF-A06-001 | 552 x 464 mm    | rooster voor DOVF-230-001 | 1              |
| DOVV-A03-001 | 290 x 285 mm    | rooster voor DOVV-024-001 | 1              |
| DOVV-A04-001 | 405 x 355 mm    | rooster voor DOVV-052-001 | 1              |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| INCU-A01-001 | 1,667     | 1,30 | 85437090 | 08434868058989 |
| INCU-A02-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058996 |
| INCU-A03-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868059009 |
| INCR-A01-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868087057 |
| INCR-A02-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868087064 |
| INCH-A02-001 | 8,4       | 3,00 | 84198998 | 08434868105652 |
| INCH-A03-001 | 12        | 5,00 | 84198998 | 08434868105669 |
| INCC-A01-001 | 8,4       | 1,67 | 84198998 | 08434868099159 |
| DOVF-A01-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058538 |
| DOVF-A02-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058545 |
| DOVF-A03-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058552 |
| DOVF-A04-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058569 |
| DOVF-A06-001 | 1,19      | 1,10 | 85437090 | 08434868087071 |
| DOVV-A03-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868114241 |
| DOVV-A04-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868114258 |

## PRODUKTFOTO





## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname :** Gitterroste für Inkubatoren und Trockenschränke

**Beschreibung :** Gitterroste für die LBX-Inkubatoren INC65, INC-R, INC-H, INC-C und die LBX-Trockenschränke OVF und OVV.

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Maße(mm)     | Beschreibung                | Stückzahlpro Artikel |
|---------------|--------------|-----------------------------|----------------------|
| INCU-A01-001  | 315 x 290 mm | Gitterrost für INCU-045-001 | 1                    |
| INCU-A02-001  | 365 x 300 mm | Gitterrost für INCU-065-001 | 1                    |
| INCU-A03-001  | 465 x 390 mm | Gitterrost für INCU-125-001 | 1                    |
| INCR-A01-001  | 314 x 364 mm | Gitterrost für INCR-070-001 | 1                    |
| INCR-A02-001  | 363 x 441 mm | Gitterrost für INCR-150-001 | 1                    |
| INCH-A02-001  | 364 x 314 mm | Gitterrost für INCH-070-001 | 1                    |
| INCH-A03-001  | 441 x 363 mm | Gitterrost für INCH-150-001 | 1                    |
| INCC-A01-001  | 375 x 375 mm | Gitterrost für INCC-080-001 | 1                    |
| DOVF-A01-001  | 275 x 280 mm | Gitterrost für DOVF-030-001 | 1                    |
| DOVF-A02-001  | 315 x 320 mm | Gitterrost für DOVF-045-001 | 1                    |
| DOVF-A03-001  | 365 x 330 mm | Gitterrost für DOVF-065-001 | 1                    |
| DOVF-A04-001  | 465 x 420 mm | Gitterrost für DOVF-125-001 | 1                    |
| DOVF-A06-001  | 552 x 464 mm | Gitterrost für DOVF-230-001 | 1                    |
| DOVV-A03-001  | 290 x 285 mm | Gitterrost für DOVV-024-001 | 1                    |
| DOVV-A04-001  | 405 x 355 mm | Gitterrost für DOVV-052-001 | 1                    |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| INCU-A01-001 | 1,667     | 1,30 | 85437090 | 08434868058989 |
| INCU-A02-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058996 |
| INCU-A03-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868059009 |
| INCR-A01-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868087057 |
| INCR-A02-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868087064 |
| INCH-A02-001 | 8,4       | 3,00 | 84198998 | 08434868105652 |
| INCH-A03-001 | 12        | 5,00 | 84198998 | 08434868105669 |
| INCC-A01-001 | 8,4       | 1,67 | 84198998 | 08434868099159 |
| DOVF-A01-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058538 |
| DOVF-A02-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058545 |
| DOVF-A03-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058552 |
| DOVF-A04-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868058569 |
| DOVF-A06-001 | 1,19      | 1,10 | 85437090 | 08434868087071 |
| DOVV-A03-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868114241 |
| DOVV-A04-001 | 1         | 1,00 | 85437090 | 08434868114258 |

## PRODUKTFOTO

