

Hoja de producto

Fecha rev.: 28/11/2025

Ref. Doc: PDS-1266

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : CRIOTUBO CON TAPÓN DE ROSCA ESTÉRIL PREMIUM LINE

Descripción : Fabricados con PP virgen, cuentan con tapón con junta de silicona para garantizar una hermeticidad adicional. Área de escritura. Pueden utilizarse desde -196 °C hasta 120 °C. Certificados libres de DNasa, RNasa y pirógenos. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

Esterilizable en autoclave a 121°

Libre de DNasa y RNasa

Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø (mm)	h (mm)	tipo	unidades por ref.
CREH-S10-050	1 ml	12,4	41,0	rosca externa, fondo redondo, con faldón	50
CREH-S20-050	2 ml	12,4	48,5	rosca externa, fondo redondo, con faldón	50
CREH-L20-050	2 ml	12,4	48,5	rosca externa, fondo cónico, con faldón	50
CREH-R20-050	2 ml	12,4	48,5	rosca externa, fondo redondo	50
CREH-S40-025	4 ml	12,4	70,3	rosca externa, fondo redondo, con faldón	25
CREH-S50-025	5 ml	12,4	91,3	rosca externa, fondo redondo, con faldón	25
CREH-L50-025	5 ml	12,4	91,3	rosca externa, fondo cónico, con faldón	25
CREH-R50-025	5 ml	12,4	91,3	rosca externa, fondo redondo	25
CRTH-S10-050	1 ml	12,4	41,0	rosca interna, fondo redondo, con faldón	50
CRTH-S20-050	2 ml	12,4	48,5	rosca interna, fondo redondo, con faldón	50
CRTH-L20-050	2 ml	12,4	48,5	rosca interna, fondo cónico, con faldón	50
CRTH-R20-050	2 ml	12,4	48,5	rosca interna, fondo redondo	50
CRTH-S40-025	4 ml	12,4	70,3	rosca interna, fondo redondo, con faldón	25
CRTH-S50-025	5 ml	12,4	91,3	rosca interna, fondo redondo, con faldón	25
CRTH-L50-025	5 ml	12,4	91,3	rosca interna, fondo cónico, con faldón	25
CRTH-R50-025	5 ml	12,4	91,3	rosca interna, fondo redondo	25

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CREH-S10-050	0,18	0,12	39233090	08434868110823
CREH-S20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110830
CREH-L20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110885
CREH-R20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110861
CREH-S40-025	0,18	0,12	39233090	08434868110847
CREH-S50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110854
CREH-L50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110892
CREH-R50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110878
CRTH-S10-050	1,536	0,15	39233090	08434868100206
CRTH-S20-050	0,18	0,12	39233090	08434868104082
CRTH-L20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110922
CRTH-R20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110908
CRTH-S40-025	1,536	0,15	39233090	08434868100213
CRTH-S50-025	1,536	0,15	39233090	08434868100237
CRTH-L50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110939
CRTH-R50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110915

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

GENERAL INFORMATION

Product name : CRYOTUBES WITH SCREW CAP, STERILE, P R E M I U M L I N E

Description : Manufactured from virgin PP, they feature a cap with a silicone seal to ensure additional airtightness. Writing area. Can be used from -196 °C to 120 °C. Certified DNase, RNase, and pyrogen-free. Free sterilization certificate available on the website

Autoclavability

DNAsa and RNAsa free

Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	type	pcs/pack
CREH-S10-050	1 ml	12,4	41,0	external thread, round bottom, with skirt	50
CREH-S20-050	2 ml	12,4	48,5	external thread, round bottom, with skirt	50
CREH-L20-050	2 ml	12,4	48,5	external thread, conical bottom, with skirt	50
CREH-R20-050	2 ml	12,4	48,5	external thread, round bottom	50
CREH-S40-025	4 ml	12,4	70,3	external thread, round bottom, with skirt	25
CREH-S50-025	5 ml	12,4	91,3	external thread, round bottom, with skirt	25
CREH-L50-025	5 ml	12,4	91,3	external thread, conical bottom, with skirt	25
CREH-R50-025	5 ml	12,4	91,3	external thread, round bottom	25
CRTH-S10-050	1 ml	12,4	41,0	internal thread, round bottom, with skirt	50
CRTH-S20-050	2 ml	12,4	48,5	internal thread, round bottom, with skirt	50
CRTH-L20-050	2 ml	12,4	48,5	internal thread, conical bottom, with skirt	50
CRTH-R20-050	2 ml	12,4	48,5	internal thread, round bottom	50
CRTH-S40-025	4 ml	12,4	70,3	internal thread, round bottom, with skirt	25
CRTH-S50-025	5 ml	12,4	91,3	internal thread, round bottom, with skirt	25
CRTH-L50-025	5 ml	12,4	91,3	internal thread, conical bottom, with skirt	25
CRTH-R50-025	5 ml	12,4	91,3	internal thread, round bottom	25

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CREH-S10-050	0,18	0,12	39233090	08434868110823
CREH-S20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110830
CREH-L20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110885
CREH-R20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110861
CREH-S40-025	0,18	0,12	39233090	08434868110847
CREH-S50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110854
CREH-L50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110892
CREH-R50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110878
CRTH-S10-050	1,536	0,15	39233090	08434868100206
CRTH-S20-050	0,18	0,12	39233090	08434868104082
CRTH-L20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110922
CRTH-R20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110908
CRTH-S40-025	1,536	0,15	39233090	08434868100213
CRTH-S50-025	1,536	0,15	39233090	08434868100237
CRTH-L50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110939
CRTH-R50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110915

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

Fiche produit

Date : 28/11/2025
Ref. Doc : PDS-1266

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : CRYOTUBE AVEC BOUCHON À VIS, STÉRILE PREMIUM LINE

Description : Fabriqués en PP vierge, ils sont dotés d'un bouchon avec un joint en silicone pour garantir une étanchéité supplémentaire. Zone d'écriture. Peuvent être utilisés de -196 °C à 120 °C. Certifiés sans DNase, RNase ni pyrogènes. Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web

Autoclavable

Certifié sans DNase et RNase

Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	type	unités par ref.
CREH-S10-050	1 ml	12,4	41,0	filetage externe, fond rond, avec jupe	50
CREH-S20-050	2 ml	12,4	48,5	filetage externe, fond rond, avec jupe	50
CREH-L20-050	2 ml	12,4	48,5	filetage externe, fond conique, avec jupe	50
CREH-R20-050	2 ml	12,4	48,5	filetage externe, fond rond	50
CREH-S40-025	4 ml	12,4	70,3	filetage externe, fond rond, avec jupe	25
CREH-S50-025	5 ml	12,4	91,3	filetage externe, fond rond, avec jupe	25
CREH-L50-025	5 ml	12,4	91,3	filetage externe, fond conique, avec jupe	25
CREH-R50-025	5 ml	12,4	91,3	filetage externe, fond rond	25
CRTH-S10-050	1 ml	12,4	41,0	filetage intérieur, fond rond, avec jupe	50
CRTH-S20-050	2 ml	12,4	48,5	filetage intérieur, fond rond, avec jupe	50
CRTH-L20-050	2 ml	12,4	48,5	filetage intérieur, fond conique, avec jupe	50
CRTH-R20-050	2 ml	12,4	48,5	filetage intérieur, fond rond	50
CRTH-S40-025	4 ml	12,4	70,3	filetage intérieur, fond rond, avec jupe	25
CRTH-S50-025	5 ml	12,4	91,3	filetage intérieur, fond rond, avec jupe	25
CRTH-L50-025	5 ml	12,4	91,3	filetage intérieur, fond conique, avec jupe	25
CRTH-R50-025	5 ml	12,4	91,3	filetage intérieur, fond rond	25

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CREH-S10-050	0,18	0,12	39233090	08434868110823
CREH-S20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110830
CREH-L20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110885
CREH-R20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110861
CREH-S40-025	0,18	0,12	39233090	08434868110847
CREH-S50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110854
CREH-L50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110892
CREH-R50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110878
CRTH-S10-050	1,536	0,15	39233090	08434868100206
CRTH-S20-050	0,18	0,12	39233090	08434868104082
CRTH-L20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110922
CRTH-R20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110908
CRTH-S40-025	1,536	0,15	39233090	08434868100213
CRTH-S50-025	1,536	0,15	39233090	08434868100237
CRTH-L50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110939
CRTH-R50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110915

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.



Data: 28/11/2025
Ref. Doc: PDS-1266

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : CRIOTUBO STERILE CON TAPPO A VITE PREMIUM LINE

Descrizione : Realizzati in PP vergine, sono dotati di un tappo con guarnizione in silicone per garantire una maggiore ermeticità. Area di scrittura. Possono essere utilizzati da -196 °C a 120 °C. Certificati privi di DNasi, RNasi e pirogeni. Certificato di sterilizzazione gratuito disponibile sul sito web

Autoclavabile

Certificati come prive di DNase e RNase

Sterile per radiazione gamma

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø (mm)	h (mm)	tipo	unità per ref.
CREH-S10-050	1 ml	12,4	41,0	filettatura esterna, fondo tondo, con gonna	50
CREH-S20-050	2 ml	12,4	48,5	filettatura esterna, fondo tondo, con gonna	50
CREH-L20-050	2 ml	12,4	48,5	filettatura esterna, fondo conico, con gonna	50
CREH-R20-050	2 ml	12,4	48,5	filettatura esterna, fondo tondo	50
CREH-S40-025	4 ml	12,4	70,3	filettatura esterna, fondo tondo, con gonna	25
CREH-S50-025	5 ml	12,4	91,3	filettatura esterna, fondo tondo, con gonna	25
CREH-L50-025	5 ml	12,4	91,3	filettatura esterna, fondo conico, con gonna	25
CREH-R50-025	5 ml	12,4	91,3	filettatura esterna, fondo tondo	25
CRTH-S10-050	1 ml	12,4	41,0	filettatura interna, fondo tondo, con gonna	50
CRTH-S20-050	2 ml	12,4	48,5	filettatura interna, fondo tondo, con gonna	50
CRTH-L20-050	2 ml	12,4	48,5	filettatura interna, fondo conico, con gonna	50
CRTH-R20-050	2 ml	12,4	48,5	filettatura interna, fondo tondo,	50
CRTH-S40-025	4 ml	12,4	70,3	filettatura interna, fondo tondo, con gonna	25
CRTH-S50-025	5 ml	12,4	91,3	filettatura interna, fondo tondo, con gonna	25
CRTH-L50-025	5 ml	12,4	91,3	filettatura interna, fondo conico, con gonna	25
CRTH-R50-025	5 ml	12,4	91,3	filettatura interna, fondo tondo	25

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CREH-S10-050	0,18	0,12	39233090	08434868110823
CREH-S20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110830
CREH-L20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110885
CREH-R20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110861
CREH-S40-025	0,18	0,12	39233090	08434868110847
CREH-S50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110854
CREH-L50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110892
CREH-R50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110878
CRTH-S10-050	1,536	0,15	39233090	08434868100206
CRTH-S20-050	0,18	0,12	39233090	08434868104082
CRTH-L20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110922
CRTH-R20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110908
CRTH-S40-025	1,536	0,15	39233090	08434868100213
CRTH-S50-025	1,536	0,15	39233090	08434868100237
CRTH-L50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110939
CRTH-R50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110915

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : STERIELE CRYOBUIJS MET SCHROEFDOP PREMIUM LINE

Beschrijving : Gemaakt van zuiver PP, zijn ze voorzien van een dop met een siliconen afdichting voor extra luchtdichtheid. Schrijfvlak. Kan worden gebruikt van -196 °C tot 120 °C. Gecertificeerd DNase-, RNase- en pyrogenenvrij. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de website

Autoclaveerbaar

Vrij van DNase en RNase

Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø (mm)	h (mm)	type	stuks per ref.
CREH-S10-050	1 ml	12,4	41,0	externe schroefdraad, ronde bodem, met rok	50
CREH-S20-050	2 ml	12,4	48,5	externe schroefdraad, ronde bodem, met rok	50
CREH-L20-050	2 ml	12,4	48,5	externe schroefdraad, kegelvormige bodem, met rok	50
CREH-R20-050	2 ml	12,4	48,5	externe schroefdraad, ronde bodem	50
CREH-S40-025	4 ml	12,4	70,3	externe schroefdraad, ronde bodem, met rok	25
CREH-S50-025	5 ml	12,4	91,3	externe schroefdraad, ronde bodem, met rok	25
CREH-L50-025	5 ml	12,4	91,3	externe schroefdraad, kegelvormige bodem, met rok	25
CREH-R50-025	5 ml	12,4	91,3	externe schroefdraad,	25

CRTH-S10-050	1 ml	12,4	41,0	ronde bodem interne schroefdraad, ronde bodem, met rok	50
CRTH-S20-050	2 ml	12,4	48,5	interne schroefdraad, ronde bodem, met rok	50
CRTH-L20-050	2 ml	12,4	48,5	interne schroefdraad, kegelvormige bodem, met rok	50
CRTH-R20-050	2 ml	12,4	48,5	interne schroefdraad, ronde bodem	50
CRTH-S40-025	4 ml	12,4	70,3	interne schroefdraad, ronde bodem, met rok	25
CRTH-S50-025	5 ml	12,4	91,3	interne schroefdraad, ronde bodem, met rok	25
CRTH-L50-025	5 ml	12,4	91,3	interne schroefdraad, kegelvormige bodem, met rok	25
CRTH-R50-025	5 ml	12,4	91,3	interne schroefdraad, ronde bodem	25

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CREH-S10-050	0,18	0,12	39233090	08434868110823
CREH-S20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110830
CREH-L20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110885
CREH-R20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110861
CREH-S40-025	0,18	0,12	39233090	08434868110847
CREH-S50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110854
CREH-L50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110892
CREH-R50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110878
CRTH-S10-050	1,536	0,15	39233090	08434868100206
CRTH-S20-050	0,18	0,12	39233090	08434868104082
CRTH-L20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110922
CRTH-R20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110908
CRTH-S40-025	1,536	0,15	39233090	08434868100213
CRTH-S50-025	1,536	0,15	39233090	08434868100237
CRTH-L50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110939
CRTH-R50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110915

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : KRYORÖHRCHEN MIT SCHRAUBVERSCHLUSS, STERIL PREMIUM LINE

Beschreibung : Aus reinem PP, verfügen sie über einen Stopfen mit Silikondichtung, um zusätzliche Dichtheit zugewährleisten. Beschriftungsfläche. Können von -196 °C bis 120 °C verwendet werden. Zertifiziert DNase-, RNase und pyrogenfrei. Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar.

Autoklavierbar

Zertifiziert DNase- und RNase-frei

Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø (mm)	H (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
CREH-S10-050	1 ml	12,4	41,0	Außengewinde, runder Boden, mit Stehrand	50
CREH-S20-050	2 ml	12,4	48,5	Außengewinde, runder Boden, mit Stehrand	50
CREH-L20-050	2 ml	12,4	48,5	Außengewinde, konischer Boden, mit Stehrand	50
CREH-R20-050	2 ml	12,4	48,5	Außengewinde, runder Boden	50
CREH-S40-025	4 ml	12,4	70,3	Außengewinde, runder Boden, mit Stehrand	25
CREH-S50-025	5 ml	12,4	91,3	Außengewinde, runder Boden, mit Stehrand	25
CREH-L50-025	5 ml	12,4	91,3	Außengewinde, konischer Boden, mit Stehrand	25
CREH-R50-025	5 ml	12,4	91,3	Außengewinde, runder Boden	25
CRTH-S10-050	1 ml	12,4	41,0	Innengewinde, runder Boden, mit Stehrand	50
CRTH-S20-050	2 ml	12,4	48,5	Innengewinde, runder Boden, mit Stehrand	50
CRTH-L20-050	2 ml	12,4	48,5	Innengewinde, konischer Boden, mit Stehrand	50
CRTH-R20-050	2 ml	12,4	48,5	Innengewinde, runder Boden	50
CRTH-S40-025	4 ml	12,4	70,3	Innengewinde, runder Boden, mit Stehrand	25
CRTH-S50-025	5 ml	12,4	91,3	Innengewinde, runder Boden, mit Stehrand	25
CRTH-L50-025	5 ml	12,4	91,3	Innengewinde, konischer Boden, mit Stehrand	25
CRTH-R50-025	5 ml	12,4	91,3	Innengewinde, runder Boden	25

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CREH-S10-050	0,18	0,12	39233090	08434868110823
CREH-S20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110830
CREH-L20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110885
CREH-R20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110861
CREH-S40-025	0,18	0,12	39233090	08434868110847
CREH-S50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110854
CREH-L50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110892
CREH-R50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110878
CRTH-S10-050	1,536	0,15	39233090	08434868100206
CRTH-S20-050	0,18	0,12	39233090	08434868104082
CRTH-L20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110922
CRTH-R20-050	0,18	0,12	39233090	08434868110908
CRTH-S40-025	1,536	0,15	39233090	08434868100213
CRTH-S50-025	1,536	0,15	39233090	08434868100237
CRTH-L50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110939
CRTH-R50-025	0,18	0,12	39233090	08434868110915

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.