



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : REFRACTÓMETRO ABBE ANALÓGICO RST111

Descripción : Refractómetro analógico ABBE para medir el índice de refracción (RI), grado Brix y temperatura con buena precisión y un amplio rango de medición. Muy fácil de mover debido a sus reducidas dimensiones (31x23x12cm) y peso (2,85 kg) y también muy fácil de usar. Incluye estuche portátil de aluminio de alta resistencia para el transporte, termómetro especial, destornillador, muestra estándar y bromuro de naftalina. Garantía 2 años

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo (rango, precisión)	unidades por ref.
ABRF-111-001	RI (1,30000 - 1,70000, $\pm$ 0,0005) / Brix (0 - 95 %, $\pm$ 0,25 %) / Temp. (0 - 60°C, $\pm$ 1°C)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ABRF-111-001	12,87	3,19	90275000	08434868060500

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION

Product name : ABBE ANALOGUE REFRACTOMETER -RST111

Description : ABBE analogue refractometer for measuring refractive index (RI), Brix grade and Temperature with good accuracy and a wide measurement range. Very easy to move thanks to its reduced dimensions (31x23x12cm) and weight (2.85 kg) and also very easy to use. Includes high resistant aluminium portable case for transportation, special purpose thermometer, screwdriver, standard sample and naphtalene bromide. 2-year warranty

Complies with the specifications defined in the European directive

Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	type (range, precision)	pcs/pack
ABRF-111-001	RI (1,30000 - 1,70000, $\pm 0,0005$) / Brix (0 - 95 %, $\pm 0,25$ %) / Temp. (0 - 60°C, $\pm 1^\circ\text{C}$)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ABRF-111-001	12,87	3,19	90275000	08434868060500

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : RÉFRACTOMÈTRE ABBE ANALOGIQUE PORTABLE RST111

Description : Réfractomètre analogique ABBE pour mesurer l'indice de réfraction (IR), le degré Brix et la température avec une bonne précision et une large gamme de mesure. Très facile à déplacer en raison de ses dimensions réduites (31 x 23 x 12 cm) et de son poids (2,85 kg), il est également très facile à utiliser. Comprend un étui portable en aluminium à haute résistance pour le transport, thermomètre à usage spécial, tournevis, échantillon standard et bromure de naphthalène. Garantie 2 ans

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type (gamme, précision)	unités par ref.
ABRF-111-001	RI (1,30000 - 1,70000, $\pm 0,0005$) / Brix 1 (0 - 95 %, $\pm 0,25$ %) / Temp. (0 - 60 °C, ± 1 °C)	

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ABRF-111-001	12,87	3,19	90275000	08434868060500

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : RIFRATTOMETRO ANALOGICO ABBE RST111

Descrizione : Rifrattometro analogico ABBE per misurare l'indice di rifrazione (RI), il grado Brix e la temperatura con buona precisione e un ampio intervallo di misurazione. Molto facile da spostare grazie alle sue dimensioni ridotte (31 x 23 x 12 cm) e peso (2,85 kg) e anche molto facile da usare. Include custodia da trasporto in alluminio ad alta resistenza per trasporto, termometro speciale, cacciavite, campione standard e bromuro di naftalene. Garanzia di 2 anni

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	tipo (variabilità, accuratezza)	unità per ref.
ABRF-111-001	RI (1,30000 - 1,70000, $\pm 0,0005$) / Brix (0 - 95 %, $\pm 0,25$ %) / Temp. (0 - 60°C, $\pm 1^\circ\text{C}$)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ABRF-111-001	12,87	3,19	90275000	08434868060500

FOTO DEL PRODOTTO

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : ANALOGE ABBE-REFRACTOMETER RST111

Beschrijving : Analoge ABBE-refractometer voor het meten van de brekingsindex (RI), Brix-waarde en temperatuur met hoge precisie en een groot meetbereik. Zeer gemakkelijk te verplaatsen door de beperkte afmetingen (31x23x12 cm) en het lichte gewicht (2,85 kg). Eenvoudige bediening. Inclusief stevige aluminium draagtas, speciale thermometer, schroevendraaier, standaardmonster en naftaleenbromide. 2 jaar garantie

Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type (bereik, nauwkeurigheid)	stuks per ref.
ABRF-111-001	RI (1,30000 - 1,70000, $\pm 0,0005$) / Brix (0 - 95 %, $\pm 0,25$ %) / Temp. (0 - 60°C, $\pm 1^\circ\text{C}$)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ABRF-111-001	12,87	3,19	90275000	08434868060500

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : REFRAKTOMETER, ANALOG, ABBE RST111

Beschreibung : Analoges Abbe-Refraktometer zur Messung des Brechungsindex (RI), Brix-Werts und der Temperatur, mit hoher Präzision und einem weiten Messbereich. Sehr einfach zu bewegen, da es handlich (31 x 23 x 12 cm) und leichtgewichtig (2,85 kg) ist. Einfach zu benutzen. Inklusive tragbarer, sehr widerstandsfähiger Aluminiumbox für den Transport, speziellem Thermometer, Schraubenzieher, Standard und Naphthalinbromid. Garantie 2 Jahre.

Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ (Messbereich, Präzision)	Stückzahl pro Artikel
ABRF-111-001	RI (1,30000 - 1,70000, ± 0,0005) / Brix (0 - 95 %, ±0,25 %) / Temp. (0 - 60°C, ±1°C)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ABRF-111-001	12,87	3,19	90275000	08434868060500

PRODUKTFOTO