

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : BRANCHIA PAPEL DE FILTRO CUALITATIVO PARA USO COMÚN, VELOCIDAD MEDIA

Descripción : Para uso general de laboratorio. La velocidad de filtración es media. Gramaje 65 g/m², espesor 180 µm, tiempo de filtración 30 s, retención 7 - 10 µm, resistencia al estallido en húmedo > 30 kPa, contenido en cenizas < 0,1%. Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos en caja). Equivalencia: Whatman 93

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø (mm)	tipo	unidades por ref.
BLPG-090-100	90	discos	100
BLPG-125-100	125	discos	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BLPG-090-100	0,396	0,08	48232000	08434868062573
BLPG-125-100	0,5923	0,14	48232000	08434868062597

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : BRANCHIA QUALITATIVE FILTER PAPER FOR GENERAL USE, MEDIUM FLOW RATE**Description :** For general laboratory use. Medium flow rate. Weight 65 g/m², thickness 180 µm, filtration time 30 s, retention 7 - 10 µm, wet bursting strength >30 kPa, ash content max. 0,1%. Available in discs (presented in packages of 100 discs in a box). Equivalence: Whatman 93

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
BLPG-090-100	90	disk	100
BLPG-125-100	125	disk	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BLPG-090-100	0,396	0,08	48232000	08434868062573
BLPG-125-100	0,5923	0,14	48232000	08434868062597

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : PAPIER FILTRE QUALITATIF BRANCHIA POUR USAGE COMMUN, FILTRATION MOYENNE**Description :** Teneur en cendres max 0,1%. Pour usage général en laboratoire. Vitesse de filtration moyenne.
Grammage 65 g / m², épaisseur 180 µm, temps de filtration 30 s, rétention 7-10 µm, résistance à l'éclatement humide > 30 kPa. Disponible en disques plats (boîte de 100 disques). Équivalence : Whatman 93

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
BLPG-090-100	90	plat	100
BLPG-125-100	125	plat	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BLPG-090-100	0,396	0,08	48232000	08434868062573
BLPG-125-100	0,5923	0,14	48232000	08434868062597

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : CARTA DA FILTRO QUALITATIVA PER USO COMUNE, VELOCITÀ MEDIA, BRANCHIA**Descrizione :** Per uso generale in laboratorio. La velocità di filtrazione è media. Grammatura 65 g/m², spessore 180 µm, tempo di filtrazione 30 s, ritenzione 7 - 10 µm, resistenza allo scoppio bagnato >30 kPa, contenuto di cenere <0,1%. Disponibile in dischi standard (presentati in confezioni da 100 dischi per scatola). Equivalenza: Whatman 93

DATI TECNICI

referenza	Ø (mm)	tipo	unità per ref.
BLPG-090-100	90	standard	100
BLPG-125-100	125	standard	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
BLPG-090-100	0,396	0,08	48232000	08434868062573
BLPG-125-100	0,5923	0,14	48232000	08434868062597

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : BRANCHIA KWALITATIEF FILTERPAPIER VOOR ALGEMEEN GEBRUIK, MEDIUM SNELLE FILTRATIE****Beschrijving :** Voor algemeen laboratoriumgebruik. De filtratiesnelheid is gemiddeld. Gramgewicht 65 g/m², dikte 180 µm, filtratietijd 30 s, retentie 7 - 10 µm, natte barststerkte >30 kPa, asgehalte <0,1%. Verkrijgbaar in schijven (gepresenteerd in verpakkingen van 100 schijven per doos). Equivalent: Whatman 93**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	Ø (mm)	type	stuks per ref.
BLPG-090-100	90	schijven	100
BLPG-125-100	125	schijven	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
BLPG-090-100	0,396	0,08	48232000	08434868062573
BLPG-125-100	0,5923	0,14	48232000	08434868062597

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : FILTERPAPIER, BRANCHIA, QUALITATIV, ALLGEMEINER GEBRAUCH, MITTELSCHNELL FILTRIEREND

Beschreibung : Für den allgemeinen Laborgebrauch. Mittelschnell filtrierend. Grammatur 65 g/m², Dicke 180 µm, Filtrationszeit 30 s, Retention 7 - 10 µm, Berstfestigkeit im nassen Zustand >30 kPa, Aschegehalt <0,1 %. Erhältlich als Rundfilter (100 Rundfilter pro Schachtel). Äquivalenz: Whatman 93.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
BLPG-090-100	90	Rundfilter	100
BLPG-125-100	125	Rundfilter	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
BLPG-090-100	0,396	0,08	48232000	08434868062573
BLPG-125-100	0,5923	0,14	48232000	08434868062597

PRODUKTFOTO

