

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : BOLSAS DE MUESTREO ESTÉRILES

Descripción : Bolsas con cierre fácil y lengüetas a prueba de pinchazos para protección contra posibles daños debido a punciones en los extremos de los alambres. Ideal para todo tipo de muestras tanto líquidas como sólidas. Libre de DNasa, RNasa, pirógenos y Bis-Phenol-A. Tipo A: impresas, 2 alambres redondos Tipo B: impresas, 1 alambre redondo y 1 alambre plano. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'



Libre de DNasa y RNasa


DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	w (mm)	l (mm)	grosor (mm)	tipo	unidades por ref.
SFTB-P45-500	450 ml	114	229	0,063	A	500
SFTB-P65-500	700 ml	140	229	0,076	A	500
SFTB-P1K-250	1650 ml	178	305	0,076	A	250
SFTB-FK2-250	2700 ml	254	305	0,101	B	250
SFTB-F4K-250	3800 ml	254	382	0,101	B	250
SFTB-P45-1K0	450 ml	114	229	0,063	A	2 x 500
SFTB-P65-1K0	700 ml	140	229	0,076	A	2 x 500
SFTB-P1K-1K0	1650 ml	178	305	0,076	A	4 x 250
SFTB-FK2-1K0	2700 ml	254	305	0,101	B	4 x 250
SFTB-F4K-1K0	3800 ml	254	382	0,101	B	4 x 250

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SFTB-P45-500	1,14	2,15	39232100	08434868083363
SFTB-P65-500	1	3,00	39232100	08434868080577
SFTB-P1K-250	0,75	2,50	39232100	08434868080584
SFTB-FK2-250	1,25	5,75	39232100	08434868113718
SFTB-F4K-250	1,25	5,75	39232100	08434868080607
SFTB-P45-1K0	2	4,50	39232100	08434868080614
SFTB-P65-1K0	2	6,00	39232100	08434868080621
SFTB-P1K-1K0	0	9,70	39232100	08434868080638
SFTB-FK2-1K0	0	22,31	39232100	18434868113708
SFTB-F4K-1K0	5	23,00	39232100	08434868080652

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : STERILE SAMPLING BAGS

Description : Easy-to-close bags with puncture-proof tabs for protection from possible damage due to wire-end punctures. Ideal for all types of both liquid and solid samples. DNase, RNase, pyrogen and Bis-Phenol-A free. Type A: printed, 2 round wires Type B: printed, 1 round 1 flat wires. Free sterilization certificate available on the website

Available in standard size and economy size




DNase and RNase free

TECHNICAL DATA

reference	capacity	w (mm)	l (mm)	thickness (mm)	type	pcs/pack
SFTB-P45-500	450 ml	114	229	0,063	A	500
SFTB-P65-500	700 ml	140	229	0,076	A	500
SFTB-P1K-250	1650 ml	178	305	0,076	A	250
SFTB-FK2-250	2700 ml	254	305	0,101	B	250
SFTB-F4K-250	3800 ml	254	382	0,101	B	250
SFTB-P45-1K0	450 ml	114	229	0,063	A	2 x 500
SFTB-P65-1K0	700 ml	140	229	0,076	A	2 x 500
SFTB-P1K-1K0	1650 ml	178	305	0,076	A	4 x 250
SFTB-FK2-1K0	2700 ml	254	305	0,101	B	4 x 250
SFTB-F4K-1K0	3800 ml	254	382	0,101	B	4 x 250

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SFTB-P45-500	1,14	2,15	39232100	08434868083363
SFTB-P65-500	1	3,00	39232100	08434868080577
SFTB-P1K-250	0,75	2,50	39232100	08434868080584
SFTB-FK2-250	1,25	5,75	39232100	08434868113718
SFTB-F4K-250	1,25	5,75	39232100	08434868080607
SFTB-P45-1K0	2	4,50	39232100	08434868080614
SFTB-P65-1K0	2	6,00	39232100	08434868080621
SFTB-P1K-1K0	0	9,70	39232100	08434868080638
SFTB-FK2-1K0	0	22,31	39232100	18434868113708
SFTB-F4K-1K0	5	23,00	39232100	08434868080652





INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : SAC D'ÉCHANTILLONNAGE STÉRILE

Description : Avec fermeture facile et languette anti-perforation pour éviter tout perçage du sac par les extrémités du fil. Idéal pour tous types d'échantillons liquides et solides. Exempt de DNase, RNase, pyrogène et de Bis-Phenol-A.
Type A : imprimé, 2 fils ronds Type B : imprimé, 1 fil rond et 1 fil plat. Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'




Certifié sans DNase et RNase

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	larg. (mm)	long. (mm)	épaisseur (mm)	type	unités par ref.
SFTB-P45-500	450 ml	114	229	0,063	A	500
SFTB-P65-500	700 ml	140	229	0,076	A	500
SFTB-P1K-250	1650 ml	178	305	0,076	A	250
SFTB-FK2-250	2700 ml	254	305	0,101	B	250
SFTB-F4K-250	3800 ml	254	382	0,101	B	250
SFTB-P45-1K0	450 ml	114	229	0,063	A	2 x 500
SFTB-P65-1K0	700 ml	140	229	0,076	A	2 x 500
SFTB-P1K-1K0	1650 ml	178	305	0,076	A	4 x 250
SFTB-FK2-1K0	2700 ml	254	305	0,101	B	4 x 250
SFTB-F4K-1K0	3800 ml	254	382	0,101	B	4 x 250

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SFTB-P45-500	1,14	2,15	39232100	08434868083363
SFTB-P65-500	1	3,00	39232100	08434868080577
SFTB-P1K-250	0,75	2,50	39232100	08434868080584
SFTB-FK2-250	1,25	5,75	39232100	08434868113718
SFTB-F4K-250	1,25	5,75	39232100	08434868080607
SFTB-P45-1K0	2	4,50	39232100	08434868080614
SFTB-P65-1K0	2	6,00	39232100	08434868080621
SFTB-P1K-1K0	0	9,70	39232100	08434868080638
SFTB-FK2-1K0	0	22,31	39232100	18434868113708
SFTB-F4K-1K0	5	23,00	39232100	08434868080652



INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : SACCHETTI PER CAMPIONAMENTO**

Descrizione : Sacchetto con chiusura facile e linguette a prova di foratura per protezione contro eventuali danni dovuti a fori alle estremità dei fili. Ideale per tutti i tipi di campioni sia liquidi che solidi. Libero da Dnasa, Rnasa e pirogeni. Tipo A: stampati, 2 fili tondi. Tipo B: trasparenti, 1 filo tondo e 1 filo piatto. Certificato di sterilizzazione gratuito disponibile sul sito web

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio




Certificati come prive di DNase e RNase

DATI TECNICI

referenza	capacità	w (mm)	L (mm)	spessore (mm)	tipo	unità per ref.
SFTB-P45-500	450 ml	114	229	0,063	A	500
SFTB-P65-500	700 ml	140	229	0,076	A	500
SFTB-P1K-250	1650 ml	178	305	0,076	A	250
SFTB-FK2-250	2700 ml	254	305	0,101	B	250
SFTB-F4K-250	3800 ml	254	382	0,101	B	250
SFTB-P45-1K0	450 ml	114	229	0,063	A	2 x 500
SFTB-P65-1K0	700 ml	140	229	0,076	A	2 x 500
SFTB-P1K-1K0	1650 ml	178	305	0,076	A	4 x 250
SFTB-FK2-1K0	2700 ml	254	305	0,101	B	4 x 250
SFTB-F4K-1K0	3800 ml	254	382	0,101	B	4 x 250

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SFTB-P45-500	1,14	2,15	39232100	08434868083363
SFTB-P65-500	1	3,00	39232100	08434868080577
SFTB-P1K-250	0,75	2,50	39232100	08434868080584
SFTB-FK2-250	1,25	5,75	39232100	08434868113718
SFTB-F4K-250	1,25	5,75	39232100	08434868080607
SFTB-P45-1K0	2	4,50	39232100	08434868080614
SFTB-P65-1K0	2	6,00	39232100	08434868080621
SFTB-P1K-1K0	0	9,70	39232100	08434868080638
SFTB-FK2-1K0	0	22,31	39232100	18434868113708
SFTB-F4K-1K0	5	23,00	39232100	08434868080652



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : STERIELE MONSTERZAKKEN

Beschrijving : Gemakkelijk te sluiten zakken met lekvrije lipjes om te beschermen tegen mogelijke schade door doorboorde draaduiteinden. Ideaal voor alle soorten monsters, zowel vloeibaar als vast. Vrij van DNase, RNase, pyrogenen en Bis-Fenol-A. Type A: bedrukt, 2 ronde draden Type B: bedrukt, 1 ronde draad en 1 platte draad. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de website

Product beschikbaar in zowel standaard als
voordeelpakket formaat




Vrij van DNase en RNase

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	b (mm)	l (mm)	dikte (mm)	type	stuks per ref.
SFTB-P45-500	450 ml	114	229	0,063	A	500
SFTB-P65-500	700 ml	140	229	0,076	A	500
SFTB-P1K-250	1650 ml	178	305	0,076	A	250
SFTB-FK2-250	2700 ml	254	305	0,101	B	250
SFTB-F4K-250	3800 ml	254	382	0,101	B	250
SFTB-P45-1K0	450 ml	114	229	0,063	A	2 x 500
SFTB-P65-1K0	700 ml	140	229	0,076	A	2 x 500
SFTB-P1K-1K0	1650 ml	178	305	0,076	A	4 x 250
SFTB-FK2-1K0	2700 ml	254	305	0,101	B	4 x 250
SFTB-F4K-1K0	3800 ml	254	382	0,101	B	4 x 250

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SFTB-P45-500	1,14	2,15	39232100	08434868083363
SFTB-P65-500	1	3,00	39232100	08434868080577
SFTB-P1K-250	0,75	2,50	39232100	08434868080584
SFTB-FK2-250	1,25	5,75	39232100	08434868113718
SFTB-F4K-250	1,25	5,75	39232100	08434868080607
SFTB-P45-1K0	2	4,50	39232100	08434868080614
SFTB-P65-1K0	2	6,00	39232100	08434868080621
SFTB-P1K-1K0	0	9,70	39232100	08434868080638
SFTB-FK2-1K0	0	22,31	39232100	18434868113708
SFTB-F4K-1K0	5	23,00	39232100	08434868080652



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PROBENBEUTEL, STERIL

Beschreibung : Einfach zu verschließende Beutel mit Lasche, Durchstichfestigkeit zum Schutz vor möglichen Schäden durch die Drahtenden. Ideal für alle Arten von Proben, sowohl flüssige als auch feste. DNase-, RNase-, pyrogen- und Bisphenol A-frei. Typ A: bedruckt, zwei runde Drähte. Typ B: bedruckt, ein runder Draht und ein flacher Draht. Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar.

Erhältlich im Standardformat sowie im
'Vorteilspack'



Zertifiziert DNase- und RNase-frei

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	B (mm)	L (mm)	Dicke (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
SFTB-P45-500	450 ml	114	229	0,063	A	500
SFTB-P65-500	700 ml	140	229	0,076	A	500
SFTB-P1K-250	1650 ml	178	305	0,076	A	250
SFTB-FK2-250	2700 ml	254	305	0,101	B	250
SFTB-F4K-250	3800 ml	254	382	0,101	B	250
SFTB-P45-1K0	450 ml	114	229	0,063	A	2 x 500
SFTB-P65-1K0	700 ml	140	229	0,076	A	2 x 500
SFTB-P1K-1K0	1650 ml	178	305	0,076	A	4 x 250
SFTB-FK2-1K0	2700 ml	254	305	0,101	B	4 x 250
SFTB-F4K-1K0	3800 ml	254	382	0,101	B	4 x 250

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SFTB-P45-500	1,14	2,15	39232100	08434868083363
SFTB-P65-500	1	3,00	39232100	08434868080577
SFTB-P1K-250	0,75	2,50	39232100	08434868080584
SFTB-FK2-250	1,25	5,75	39232100	08434868113718
SFTB-F4K-250	1,25	5,75	39232100	08434868080607
SFTB-P45-1K0	2	4,50	39232100	08434868080614
SFTB-P65-1K0	2	6,00	39232100	08434868080621
SFTB-P1K-1K0	0	9,70	39232100	08434868080638
SFTB-FK2-1K0	0	22,31	39232100	18434868113708
SFTB-F4K-1K0	5	23,00	39232100	08434868080652

