

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA ELECTROFORESIS**Descripción :** Pantalla LCD y panel de mandos fácil de utilizar. Función de tiempo programable. Detección automática de sobre carga, falta de carga, cortocircuito, cambio rápido de resistencia y sobrecalentamiento del sistema

ES

El producto es conforme a las especificaciones
definidas en la directiva europea que le
incumbe


DATOS TÉCNICOS

referencia	dimensiones (largo x ancho x alto)	intensidad de salida	potencia de salida	voltaje de salida	unidades por ref.
ELFP-600-001	230 x 237 x 118	5 - 600 V	1 - 500mA	1 - 300W	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFP-600-001	2,971	4,00	90272000	08434868081901

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : POWER SUPPLY FOR ELECTROPHORESIS

Description : LCD screen and easy-to-use control panel. Programmable time function. Automatic detection of overload, lack of load, short circuit, rapid change of resistance and overheating of the system

ES Complies with the specifications defined in the European directive


TECHNICAL DATA

reference	dimensions (length x width x height)	output intensity	output power	output voltage	pcs/pack
ELFP-600-001	230 x 237 x 118	5 - 600 V	1 - 500mA	1 - 300W	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFP-600-001	2,971	4,00	90272000	08434868081901

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : SOURCE D'ALIMENTATION POUR ÉLECTROPHORÈSE****Description :** Écran LCD et panneau de commande faciles à utiliser. Fonction de temps programmable. Détection automatique de surcharge, manque de charge, court-circuit, changement rapide de résistance et surchauffe du système


Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	dimensions (longueur x largeur x hauteur)	intensité sortie	puissance sortie	tension sortie	unités par ref.
ELFP-600-001	230 x 237 x 118	5 - 600 V	1 - 500mA	1 - 300W	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFP-600-001	2,971	4,00	90272000	08434868081901

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : ALIMENTATORE PER ELETTROFORESI**Descrizione** : Display LCD e pannello di comando facile da usare. Funzione di tempo programmabile. Rilevamento automatico di sovraccarico, mancanza di carico, cortocircuito, cambio rapido di resistenza e surriscaldamento del sistema

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea


DATI TECNICI

referenza	dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	intensità di uscita	potenza di uscita	tensione di uscita	unità per ref.
ELFP-600-001	230 x 237 x 118	5 - 600 V	1 - 500mA	1 - 300W	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFP-600-001	2,971	4,00	90272000	08434868081901

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : ELEKTROFORESE STROOMVOORZIENING**Beschrijving :** LCD-scherm en gebruiksvriendelijk bedieningspaneel. Programmeerbare tijdfunctie. Automatische detectie van overbelasting, onderbelasting, kortsluiting, snelle weerstandsverandering en oververhitting van het systeem

Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	uitgangsstroom	uitgangsvermogen	uitgangsspanning	stuks per ref.
ELFP-600-001	230 x 237 x 118	5 - 600 V	1 - 500mA	1 - 300W	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFP-600-001	2,971	4,00	90272000	08434868081901

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : ELEKTROPHORESE-NETZGERÄT

Beschreibung : LCD-Display und Bedienfeld, einfache Handhabung. Programmierbare Zeitfunktion. Automatische Erkennung von Überlastung, fehlender Spannung, Kurzschluss, schneller Widerstandsänderung und Systemüberhitzung.

ES Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Maße (Länge x Breite x Höhe)	Eingangsintensität	Ausgangsleistung	Ausgangsspannung	Stückzahl pro Artikel
ELFP-600-001	230 x 237 x 118	5 - 600 V	1 - 500mA	1 - 300W	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFP-600-001	2,971	4,00	90272000	08434868081901

PRODUKTFOTO

