

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : BANDEJAS Y CLIPS DE FIJACIÓN PARA INCUBADORAS CON AGITACIÓN INC-S**Descripción :** Las incubadoras INC-S (CTSI-050-001 y CTSI-070-001) incluyen una bandeja con resortes metálicos removibles. Esta bandeja puede retirarse para poder utilizar las bandejas CTSI-A00-001 (para CTSI-050-001) y CTSI-A01-001 (para CTSI-070-001) junto con los correspondientes clips de fijación



DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
CTSI-A00-001	bandeja A (380 x 320 x 100 mm) para CTSI-050-001	1
CTSI-A01-001	bandeja B (480 x 315 x 100 mm) para CTSI-070-001	1
CTSI-A08-001	clip de fijación para matraz 25 ml (máx. 30 en A / 38 en B)	1
CTSI-A09-001	clip de fijación para matraz 50 ml (máx. 20 en A / 31 en B)	1
CTSI-A02-001	clip de fijación para matraz 100 ml (máx. 16 en A / 22 en B)	1
CTSI-A03-001	clip de fijación para matraz 250 ml (máx. 11 en A / 14 en B)	1
CTSI-A04-001	clip de fijación para matraz 500 ml (máx. 7 en A / 9 en B)	1
CTSI-A05-001	clip de fijación para matraz 1000 ml (máx. 4 en A / 5 en B)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-A00-001	60	4,00	84198998	08434868097599
CTSI-A01-001	12,5	6,00	84198998	08434868097605
CTSI-A08-001	0,384	0,15	84198998	08434868115156
CTSI-A09-001	0,384	0,15	84198998	08434868115163
CTSI-A02-001	0,384	0,15	84198998	08434868097612
CTSI-A03-001	0	0,00	84198998	08434868097629
CTSI-A04-001	2,5	0,50	84198998	08434868097636
CTSI-A05-001	0	0,00	84198998	08434868097643

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : PLATFORMS AND CLIPS FOR SHAKING INCUBATORS INC-S

Description : The incubators INC-S (CTSI-050-001 and CTSI-070-001) includes a tray with removable metal springs. This tray can be removed to use the optional trays CTSI-A00-001 (for CTSI-050-001) and CTSI-A01-001 (for CTSI-070-001) along with the corresponding fixing clips



TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
CTSI-A00-001	tray A (380 x 320 x 100 mm) for CTSI-050-001	1
CTSI-A01-001	tray B (480 x 315 x 100 mm) for CTSI-070-001	1
CTSI-A08-001	fixing clip for 25 ml flask (max. 30 in A / 38 in B)	1
CTSI-A09-001	fixing clip for 50 ml flask (max. 20 in A / 31 in B)	1
CTSI-A02-001	fixing clip for 100 ml flask (max. 16 in A / 22 in B)	1
CTSI-A03-001	fixing clip for 250 ml flask (max. 11 in A / 14 in B)	1
CTSI-A04-001	fixing clip for 500 ml flask (max. 7 in A / 9 in B)	1
CTSI-A05-001	fixing clip for 1000 ml flask (max. 4 in A / 5 in B)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-A00-001	60	4,00	84198998	08434868097599
CTSI-A01-001	12,5	6,00	84198998	08434868097605
CTSI-A08-001	0,384	0,15	84198998	08434868115156
CTSI-A09-001	0,384	0,15	84198998	08434868115163
CTSI-A02-001	0,384	0,15	84198998	08434868097612
CTSI-A03-001	0	0,00	84198998	08434868097629
CTSI-A04-001	2,5	0,50	84198998	08434868097636
CTSI-A05-001	0	0,00	84198998	08434868097643

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES



Nom produit : PLATEFORMES ET CLIPS DE FIXATION POUR INCUBATEURS AVEC AGITATION INC-S**Description :** Les incubateurs INC-S (CTSI-050-001 et CTSI-070-001) comprennent une plateforme avec des ressorts métalliques amovibles. Cette plateforme peut être retirée pour utiliser les plateformes optionnelles CTSI-A00-001 (pour CTSI-050-001) et CTSI-A01-001 (pour CTSI-070-001) ainsi que les clips de fixation correspondants

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
CTSI-A00-001	plateforme A (380 x 320 x 100 mm) pour CTSI-050-001	1
CTSI-A01-001	plateforme B (480 x 315 x 100 mm) pour CTSI-070-001	1
CTSI-A08-001	clip de fixation pour flacon de 25 ml (max. 30 en A / 38 en B)	1
CTSI-A09-001	clip de fixation pour flacon de 50 ml (max. 20 en A / 31 en B)	1
CTSI-A02-001	clip de fixation pour flacon de 100 ml (max. 16 en A / 22 en B)	1
CTSI-A03-001	clip de fixation pour flacon de 250 ml (max. 11 en A / 14 en B)	1
CTSI-A04-001	clip de fixation pour flacon de 500 ml (max. 7 en A / 9 en B)	1
CTSI-A05-001	clip de fixation pour flacon de 1000 ml (max. 4 en A / 5 en B)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-A00-001	60	4,00	84198998	08434868097599
CTSI-A01-001	12,5	6,00	84198998	08434868097605
CTSI-A08-001	0,384	0,15	84198998	08434868115156
CTSI-A09-001	0,384	0,15	84198998	08434868115163
CTSI-A02-001	0,384	0,15	84198998	08434868097612
CTSI-A03-001	0	0,00	84198998	08434868097629
CTSI-A04-001	2,5	0,50	84198998	08434868097636
CTSI-A05-001	0	0,00	84198998	08434868097643



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PIATTAFORME E CLIP DI FISSAGGIO PER INCUBATORE CON AGITAZIONE INC-S



Descrizione : Gli incubatori INC-S (CTSI-050-001 e CTSI-070-001) includono una piattaforma con molle metalliche rimovibili. Questa piattaforma può essere rimossa per utilizzare le piattaforme opzionali CTSI-A00-001 (per CTSI-050-001) e CTSI-A01-001 (per CTSI-070-001) insieme alle corrispondenti clip di fissaggio

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
CTSI-A00-001	piattaforma A (380 x 320 x 100 mm) per CTSI-050-001	1
CTSI-A01-001	piattaforma B (480 x 315 x 100 mm) per CTSI-070-001	1
CTSI-A08-001	clip di fissaggio per fiaschetta da 25 ml (max. 30 in A / 38 in B)	1
CTSI-A09-001	clip di fissaggio per fiaschetta da 50 ml (max. 20 in A / 31 in B)	1
CTSI-A02-001	clip di fissaggio per fiaschetta da 100 ml (max. 16 in A / 22 in B)	1
CTSI-A03-001	clip di fissaggio per fiaschetta da 250 ml (max. 11 in A / 14 in B)	1
CTSI-A04-001	clip di fissaggio per fiaschetta da 500 ml (max. 7 in A / 9 in B)	1
CTSI-A05-001	clip di fissaggio per fiaschetta da 1000 ml (max. 4 in A / 5 in B)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-A00-001	60	4,00	84198998	08434868097599
CTSI-A01-001	12,5	6,00	84198998	08434868097605
CTSI-A08-001	0,384	0,15	84198998	08434868115156
CTSI-A09-001	0,384	0,15	84198998	08434868115163
CTSI-A02-001	0,384	0,15	84198998	08434868097612
CTSI-A03-001	0	0,00	84198998	08434868097629
CTSI-A04-001	2,5	0,50	84198998	08434868097636
CTSI-A05-001	0	0,00	84198998	08434868097643



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : TRAYS EN BEVESTIGINGSCLIPS VOOR SCHUDINCUBATORS INC-S



Beschrijving : De incubators INC-S (CTSI-050-001 en CTSI-070-001) bevatten een tray met verwijderbare metalen veren. Deze tray kan worden verwijderd om de optionele trays CTSI-A00-001 (voor CTSI-050-001) en CTSI-A01-001 (voor CTSI-070-001) te gebruiken, samen met de bijbehorende bevestigingsclips

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
CTSI-A00-001	tray A (380 x 320 x 100 mm) voor CTSI-050-001	1
CTSI-A01-001	tray B (480 x 315 x 100 mm) voor CTSI-070-001	1
CTSI-A08-001	bevestigingsclip voor kolf van 25 ml (max. 30 in A / 38 in B)	1
CTSI-A09-001	bevestigingsclip voor kolf van 50 ml (max. 20 in A / 31 in B)	1
CTSI-A02-001	bevestigingsclip voor kolf van 100 ml (max. 16 in A / 22 in B)	1
CTSI-A03-001	bevestigingsclip voor kolf van 250 ml (max. 11 in A / 14 in B)	1
CTSI-A04-001	bevestigingsclip voor kolf van 500 ml (max. 7 in A / 9 in B)	1
CTSI-A05-001	bevestigingsclip voor kolf van 1000 ml (max. 4 in A / 5 in B)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-A00-001	60	4,00	84198998	08434868097599
CTSI-A01-001	12,5	6,00	84198998	08434868097605
CTSI-A08-001	0,384	0,15	84198998	08434868115156
CTSI-A09-001	0,384	0,15	84198998	08434868115163
CTSI-A02-001	0,384	0,15	84198998	08434868097612
CTSI-A03-001	0	0,00	84198998	08434868097629
CTSI-A04-001	2,5	0,50	84198998	08434868097636
CTSI-A05-001	0	0,00	84198998	08434868097643





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : BÖDEN UND BEFESTIGUNGSClips FÜR INKUBATOREN MIT SCHÜTTELUNG INC-S

Beschreibung : Die Inkubatoren INC-S (CTSI-050-001 und CTSI-070-001) enthalten einen Boden mit abnehmbaren Metallfedern. Dieser Boden kann herausgenommen werden, um die optionalen Böden CTSI-A00-001 (für CTSI-050-001) und CTSI-A01-001 (für CTSI-070-001) zusammen mit den entsprechenden Befestigungsclips zu verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
CTSI-A00-001	Boden A (380 x 320 x 100 mm) für CTSI-050-001	1
CTSI-A01-001	Boden B (480 x 315 x 100 mm) für CTSI-070-001	1
CTSI-A08-001	Befestigungsclip für 25 ml Kolben (max. 30 in A / 38 in B)	1
CTSI-A09-001	Befestigungsclip für 50 ml Kolben (max. 20 in A / 31 in B)	1
CTSI-A02-001	Befestigungsclip für 100 ml Kolben (max. 16 in A / 22 in B)	1
CTSI-A03-001	Befestigungsclip für 250 ml Kolben (max. 11 in A / 14 in B)	1
CTSI-A04-001	Befestigungsclip für 500 ml Kolben (max. 7 in A / 9 in B)	1
CTSI-A05-001	Befestigungsclip für 1000 ml Kolben (max. 4 in A / 5 in B)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-A00-001	60	4,00	84198998	08434868097599
CTSI-A01-001	12,5	6,00	84198998	08434868097605
CTSI-A08-001	0,384	0,15	84198998	08434868115156
CTSI-A09-001	0,384	0,15	84198998	08434868115163
CTSI-A02-001	0,384	0,15	84198998	08434868097612
CTSI-A03-001	0	0,00	84198998	08434868097629
CTSI-A04-001	2,5	0,50	84198998	08434868097636
CTSI-A05-001	0	0,00	84198998	08434868097643

