

**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto :** Mortero de alúmina con mano Premium Line

**Descripción :** Fabricado en alúmina (99,7 %,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ), de alta resistencia a la corrosión por sustancias químicas y de gran dureza. La dureza es de 7 según la escala de Mohs y de 83 según la escala de Rockwell (45N). Recomendado para el uso de nitrógeno líquido. Los precios corresponden al conjunto formado por mortero y mano



Esterilizable en autoclave a 121°

**DATOS TÉCNICOS**

| referencia   | capacidad | Øsup. ext. (mm) | Øsup. int (mm) | h (mm) | unidades por ref. |
|--------------|-----------|-----------------|----------------|--------|-------------------|
| MORL-050-001 | 30 ml     | 50              | 45             | 25     | 1                 |
| MORL-075-001 | 60 ml     | 75              | 68             | 40     | 1                 |
| MORL-100-001 | 160 ml    | 100             | 95             | 50     | 1                 |
| MORL-125-001 | 400 ml    | 125             | 116            | 75     | 1                 |
| MORL-150-001 | 550 ml    | 150             | 140            | 80     | 1                 |

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

| referencia   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| MORL-050-001 | 0,1101    | 0,40 | 71162080 | 08434868099234 |
| MORL-075-001 | 0,1101    | 0,52 | 71162080 | 08434868099241 |
| MORL-100-001 | 0,3285    | 0,76 | 71162080 | 08434868099258 |
| MORL-125-001 | 0,4147    | 1,24 | 71162080 | 08434868099265 |
| MORL-150-001 | 0,4147    | 1,54 | 71162080 | 08434868099272 |



**GENERAL INFORMATION****Product name : High Alumina Mortar with Pestle Premium Line**

**Description :** Aluminum oxide (99.7%,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) mortar with a high resistance to corrosion by chemical substances and a high degree of hardness. The hardness is 7 on the Mohs scale and 83 on the Rockwell scale (45N). Recommended for the use with liquid nitrogen. Price includes mortar and pestle



Autoclavability

**TECHNICAL DATA**

| reference    | capacity | Øouter top (mm) | Øinner top (mm) | h (mm) | pcs/pack |
|--------------|----------|-----------------|-----------------|--------|----------|
| MORL-050-001 | 30 ml    | 50              | 45              | 25     | 1        |
| MORL-075-001 | 60 ml    | 75              | 68              | 40     | 1        |
| MORL-100-001 | 160 ml   | 100             | 95              | 50     | 1        |
| MORL-125-001 | 400 ml   | 125             | 116             | 75     | 1        |
| MORL-150-001 | 550 ml   | 150             | 140             | 80     | 1        |

**PACKAGING AND LOGISTICS**

| reference    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| MORL-050-001 | 0,1101    | 0,40 | 71162080 | 08434868099234 |
| MORL-075-001 | 0,1101    | 0,52 | 71162080 | 08434868099241 |
| MORL-100-001 | 0,3285    | 0,76 | 71162080 | 08434868099258 |
| MORL-125-001 | 0,4147    | 1,24 | 71162080 | 08434868099265 |
| MORL-150-001 | 0,4147    | 1,54 | 71162080 | 08434868099272 |

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Mortier avec pilon en alumine Premium Line**

**Description :** Fabriqué en alumine (99,7%,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ), hautement résistant à la corrosion par les substances chimiques et de grande dureté. La dureté est de 7 selon l'échelle de Mohs et de 83 selon l'échelle de Rockwell (45N). Recommandé pour l'utilisation sous azote liquide. Les prix correspondent à l'ensemble mortier et pilon



Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | capacité | Øsup. ext. (mm) | Øsup. int (mm) | h (mm) | unités par ref. |
|--------------|----------|-----------------|----------------|--------|-----------------|
| MORL-050-001 | 30 ml    | 50              | 45             | 25     | 1               |
| MORL-075-001 | 60 ml    | 75              | 68             | 40     | 1               |
| MORL-100-001 | 160 ml   | 100             | 95             | 50     | 1               |
| MORL-125-001 | 400 ml   | 125             | 116            | 75     | 1               |
| MORL-150-001 | 550 ml   | 150             | 140            | 80     | 1               |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| MORL-050-001 | 0,1101    | 0,40 | 71162080 | 08434868099234 |
| MORL-075-001 | 0,1101    | 0,52 | 71162080 | 08434868099241 |
| MORL-100-001 | 0,3285    | 0,76 | 71162080 | 08434868099258 |
| MORL-125-001 | 0,4147    | 1,24 | 71162080 | 08434868099265 |
| MORL-150-001 | 0,4147    | 1,54 | 71162080 | 08434868099272 |



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Mortaio in allumina con pestello Premium Line****Descrizione :** Realizzato in allumina (99,7%,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ), con elevata resistenza alla corrosione da parte di sostanze chimiche e grande durezza. La durezza è di 7 sulla scala di Mohs e di 83 sulla scala di Rockwell (45N). Consigliato per l'uso di azoto liquido. I prezzi corrispondono al set composto da mortaio e pestello

Autoclavabile

## DATI TECNICI

| referenza    | capacità | Øsup est (mm) | Øsup int (mm) | h (mm) | unità per ref. |
|--------------|----------|---------------|---------------|--------|----------------|
| MORL-050-001 | 30 ml    | 50            | 45            | 25     | 1              |
| MORL-075-001 | 60 ml    | 75            | 68            | 40     | 1              |
| MORL-100-001 | 160 ml   | 100           | 95            | 50     | 1              |
| MORL-125-001 | 400 ml   | 125           | 116           | 75     | 1              |
| MORL-150-001 | 550 ml   | 150           | 140           | 80     | 1              |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| MORL-050-001 | 0,1101    | 0,40 | 71162080 | 08434868099234 |
| MORL-075-001 | 0,1101    | 0,52 | 71162080 | 08434868099241 |
| MORL-100-001 | 0,3285    | 0,76 | 71162080 | 08434868099258 |
| MORL-125-001 | 0,4147    | 1,24 | 71162080 | 08434868099265 |
| MORL-150-001 | 0,4147    | 1,54 | 71162080 | 08434868099272 |



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Vijzel van Aluminiumoxide met stamper Premium Line**

**Beschrijving** : Aluminiumoxide (99,7%,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) mortier met hoge weerstand tegen corrosie door chemische stoffen en hoge hardheid. De hardheid is 7 volgens de schaal van Mohs en 83 volgens de schaal van Rockwell (45N). Aanbevolen voor gebruik met vloeibare stikstof. De prijzen komen overeen met de set bestaande uit een vijzel en stamper



Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | capaciteit | Øsup. ext. (mm) | Øsup. int (mm) | h (mm) | stuks per ref. |
|--------------|------------|-----------------|----------------|--------|----------------|
| MORL-050-001 | 30 ml      | 50              | 45             | 25     | 1              |
| MORL-075-001 | 60 ml      | 75              | 68             | 40     | 1              |
| MORL-100-001 | 160 ml     | 100             | 95             | 50     | 1              |
| MORL-125-001 | 400 ml     | 125             | 116            | 75     | 1              |
| MORL-150-001 | 550 ml     | 150             | 140            | 80     | 1              |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| MORL-050-001 | 0,1101    | 0,40 | 71162080 | 08434868099234 |
| MORL-075-001 | 0,1101    | 0,52 | 71162080 | 08434868099241 |
| MORL-100-001 | 0,3285    | 0,76 | 71162080 | 08434868099258 |
| MORL-125-001 | 0,4147    | 1,24 | 71162080 | 08434868099265 |
| MORL-150-001 | 0,4147    | 1,54 | 71162080 | 08434868099272 |





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Mörser aus Aluminiumoxid mit Pistill Premium Line**

**Beschreibung :** Aus Aluminiumoxid (99,7 % Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), hohe chemische Korrosionsbeständigkeit und hoher Härtegrad. Die Härte beträgt 7 auf der Mohs-Skala und 83 auf der Rockwell-Skala (45N). Empfohlen für die Verwendung von flüssigem Stickstoff. Die Preise entsprechen dem Set bestehend aus Mörser und Pistill.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Volumen | Øoben außen (mm) | Øoben innen (mm) | H (mm) | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|---------|------------------|------------------|--------|-----------------------|
| MORL-050-001  | 30 ml   | 50               | 45               | 25     | 1                     |
| MORL-075-001  | 60 ml   | 75               | 68               | 40     | 1                     |
| MORL-100-001  | 160 ml  | 100              | 95               | 50     | 1                     |
| MORL-125-001  | 400 ml  | 125              | 116              | 75     | 1                     |
| MORL-150-001  | 550 ml  | 150              | 140              | 80     | 1                     |

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| MORL-050-001 | 0,1101    | 0,40 | 71162080 | 08434868099234 |
| MORL-075-001 | 0,1101    | 0,52 | 71162080 | 08434868099241 |
| MORL-100-001 | 0,3285    | 0,76 | 71162080 | 08434868099258 |
| MORL-125-001 | 0,4147    | 1,24 | 71162080 | 08434868099265 |
| MORL-150-001 | 0,4147    | 1,54 | 71162080 | 08434868099272 |

