

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : BOMBA DE VACÍO, LBX B**

**Descripción :** Bomba compacta y ligera. 100% libre de aceite, lo que la hace una bomba limpia y libre de mantenimiento. Vacuómetro incluido. Funcionamiento silencioso (<40 dB). Apto para usos prolongados (24 h). Protección contra sobrecargas, protección contra sobretensión, protección contra cortocircuitos. 100-220 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

## DATOS TÉCNICOS

referencia	caudal nominal	vacío máx.	potencia máx.	conector para tubo	dimensiones (largo x ancho x alto)	unidades por ref.
VACU-B10-001	10 L/min	750 mbar (0,075 MPa)	20 W	Ø 6 mm	192 x 100 x 135 mm	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VACU-B10-001	7,965	2,05	84141025	08434868109919

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : VACUUM PUMP, LBX B**

**Description :** Basic laboratory product for occasional use. Compact and light weight. 100% oil-free transfer, clean and maintenance free. Adjustable vacuum. Vacuum gauge included. Silent running (<40 dB). Suitable for prolonged use (24 h). Overload protection, over-temperature protection, short circuit protection. External dimensions (L x W x H): 192 x 100 x 135 mm. 100-240 V / 50-60 Hz. 2-year warranty

Complies with the specifications defined in the European directive


## TECHNICAL DATA

reference	flow rate at atm. pres.	max. vacuum	max. power	connector for tube	dimensions (length x width x height)	pcs/pack
VACU-B10-001	10 L/min	750 mbar (0,075 MPa)	20 W	Ø 6 mm	192 x 100 x 135 mm	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VACU-B10-001	7,965	2,05	84141025	08434868109919

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : POMPE À VIDE, LBX B**

**Description** : Equipement de laboratoire basique pour usage occasionnel. Pompe compacte et légère. 100% sans huile (propre et sans entretien). Vide réglable. Vacuomètre inclus. Fonctionnement silencieux (<40 dB). Adaptée pour une utilisation prolongée (24 h). Protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits. Dimensions extérieures (L x l x H) : 192 x 100 x 135 mm. 100-220 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne


## DONNÉES TECHNIQUES

référence	débit nominal	vide	puissance maximale	embout pour tube	dimensions (longueur x largeur x hauteur)	unités par ref.
VACU-B10-001	10 L/min	750 mbar (0,075 MPa)	20 W	Ø 6 mm	192 x 100 x 135 mm	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm <sup>3</sup> )	kg	TARIC	GTIN
VACU-B10-001	7,965	2,05	84141025	08434868109919

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : POMPA PER VUOTO, LBX B**

**Descrizione** : Attrezzatura base da laboratorio di per uso occasionale. Pompa compatta e leggera. Completamente senza olio, cosa che la rende una pompa pulita e che non necessita di manutenzione. Vuoto regolabile. Vacuometro incluso. Funzionamento silenzioso (<40 dB). Adatta per un uso prolungato (24 h). Protezione da sovraccarico, protezione contro il surriscaldamento, protezione contro i cortocircuiti. Dimensioni esterne (L x h x l): 192 x 100 x 135 mm. 100-220 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea


## DATI TECNICI

referenza	portata nominale	vuoto max	potenza max	connettore per tubo	dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	unità per ref.
VACU-B10-001	10 L/min	750 mbar (0,075 MPa)	20 W	Ø 6 mm	192 x 100 x 135 mm	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VACU-B10-001	7,965	2,05	84141025	08434868109919

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

### Produktnaam : VACUÛMPOMP, LBX B

**Beschrijving** : Basis laboratoriumproduct voor occasioneel gebruik. Compacte en lichte pomp. 100% olievrij, wat het een schone en onderhoudsvrije pomp maakt. Instelbaar vacuüm. Vacuümmeter inbegrepen. Stille werking (<40 dB). Geschikt voor langdurig gebruik (24 h). Beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en kortsluiting. Externe afmetingen (L x B x H): 192 x 100 x 135 mm. 100-220 V / 50-60 Hz. 2 jaar garantie

Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	nominale stroom	vacuüm max.	vermogen max.	connector voor buis	afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	stuks per ref.
VACU-B10-001	10 L/min	750 mbar (0,075 MPa)	20 W	Ø 6 mm	192 x 100 x 135 mm	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm <sup>3</sup> )	kg	TARIC	GTIN
VACU-B10-001	7,965	2,05	84141025	08434868109919

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : VAKUUMPUMPE, LBX B**

**Beschreibung** : Basislaborprodukt für den gelegentlichen Gebrauch. Kompakte und leichte Pumpe. Zu 100 % ölfrei, was sie zu einer sauberen und wartungsfreien Pumpe macht. Regulierbares Vakuum. Vakuummeter inbegriffen. Geräuscharmer Betrieb (<40 dB). Geeignet für den längeren Gebrauch (24 h). Überlastschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlusschutz. Außenmaße (L x B x H): 192 x 100 x 135 mm. 100-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.

Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Förderleistung	Vakuum max.	Leistung max.	Schlauchanschl uss	Maße (Länge x Breite x Höhe)	Stückzahl pro Artikel
VACU-B10-001	10 L/min	750 mbar (0,075 MPa)	20 W	Ø 6 mm	192 x 100 x 135 mm	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VACU-B10-001	7,965	2,05	84141025	08434868109919

## PRODUKTFOTO

