

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : PUNTAS DE PP PARA MICROPIPETAS, 2 - 200 µL *STANDARD LINE***Descripción :** Puntas sueltas en bolsas. Modelos tipo Eppendorf, Gilson y Finn

Esterilizable en autoclave a 121°



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
TIPC-200-1K0	tipo Eppendorf, amarillas	1000
TIPC-201-1K0	tipo Gilson, amarillas, graduadas	1000
TIPC-202-1K0	tipo Finn, neutrales	1000
TIPC-200-20K	tipo Eppendorf, amarillas	20 x 1000
TIPC-201-20K	tipo Gilson, amarillas, graduadas	20 x 1000
TIPC-202-20K	tipo Finn, neutrales	20 x 1000

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-200-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868110625
TIPC-201-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868110632
TIPC-202-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868110649
TIPC-200-20K	16	3,00	90269000	18434868110622
TIPC-201-20K	16	3,00	90269000	18434868110639
TIPC-202-20K	16	3,00	90269000	18434868110646

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

OTROS DATOS TÉCNICOS

	Length (mm)	ID (mm)	OD (mm)
TIPP-010-1K0	44,54	3,5	4,51
TIPP-011-1K0	30,53	3,43	4,55
TIPC-200-1K0	48,2 ± 0,5	7,5 ± 0,05	6,5 ± 0,05
TIPC-201-1K0	50 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-202-1K0	52 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-1K0-500	70 ± 1	7,5 ± 0,05	10,5 ± 0,05
TIPC-1K1-500	70 ± 1	8 ± 0,05	9 ± 0,05
TIPP-1K2-500	74,78	7,84	8,03
TIPP-5K0-250	99,2	-	13,4
TIPC-5K0-250	147 ± 1	10 ± 0,05	12 ± 0,05
TIPC-10K-100	52 ± 0,5	15 ± 0,05	18 ± 0,05

GENERAL INFORMATION**Product name :** MICROPIPETTE TIPS, POLYPROPYLENE, 2 - 200 µL *STANDARD LINE***Description :** Loose tips in bags. Eppendorf, Gilson, and Finn type models

Autoclavability



Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
TIPC-200-1K0	Eppendorf type, yellow	1000
TIPC-201-1K0	Gilson type, yellow, graduated	1000
TIPC-202-1K0	Finn type, neutral	1000
TIPC-200-20K	Eppendorf type, yellow	20 x 1000
TIPC-201-20K	Gilson type, yellow, graduated	20 x 1000
TIPC-202-20K	Finn type, neutral	20 x 1000

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-200-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868110625
TIPC-201-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868110632
TIPC-202-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868110649
TIPC-200-20K	16	3,00	90269000	18434868110622
TIPC-201-20K	16	3,00	90269000	18434868110639
TIPC-202-20K	16	3,00	90269000	18434868110646

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

MORE TECHNICAL DATA

	Length (mm)	ID (mm)	OD (mm)
TIPP-010-1K0	44,54	3,5	4,51
TIPP-011-1K0	30,53	3,43	4,55
TIPC-200-1K0	48,2 ± 0,5	7,5 ± 0,05	6,5 ± 0,05
TIPC-201-1K0	50 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-202-1K0	52 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-1K0-500	70 ± 1	7,5 ± 0,05	10,5 ± 0,05
TIPC-1K1-500	70 ± 1	8 ± 0,05	9 ± 0,05
TIPP-1K2-500	74,78	7,84	8,03
TIPP-5K0-250	99,2	-	13,4
TIPC-5K0-250	147 ± 1	10 ± 0,05	12 ± 0,05
TIPC-10K-100	52 ± 0,5	15 ± 0,05	18 ± 0,05

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : POINTE EN POLYPROPYLENE POUR MICROPIPETTE, 2 - 200 µL *STANDARD LINE***Description :** Pointes en vrac dans des sacs. Modèles de type Eppendorf, Gilson et Finn

Autoclavable



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
TIPC-200-1K0	type Eppendorf, jaune	1000
TIPC-201-1K0	type Gilson, jaune, graduée	1000
TIPC-202-1K0	type Finn, neutres	1000
TIPC-200-20K	type Eppendorf, jaune	20 x 1000
TIPC-201-20K	type Gilson, jaune, graduée	20 x 1000
TIPC-202-20K	type Finn, neutres	20 x 1000

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-200-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868110625
TIPC-201-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868110632
TIPC-202-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868110649
TIPC-200-20K	16	3,00	90269000	18434868110622
TIPC-201-20K	16	3,00	90269000	18434868110639
TIPC-202-20K	16	3,00	90269000	18434868110646

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

MORE TECHNICAL DATA

	Length (mm)	ID (mm)	OD (mm)
TIPP-010-1K0	44,54	3,5	4,51
TIPP-011-1K0	30,53	3,43	4,55
TIPC-200-1K0	48,2 ± 0,5	7,5 ± 0,05	6,5 ± 0,05
TIPC-201-1K0	50 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-202-1K0	52 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-1K0-500	70 ± 1	7,5 ± 0,05	10,5 ± 0,05
TIPC-1K1-500	70 ± 1	8 ± 0,05	9 ± 0,05
TIPP-1K2-500	74,78	7,84	8,03
TIPP-5K0-250	99,2	-	13,4
TIPC-5K0-250	147 ± 1	10 ± 0,05	12 ± 0,05
TIPC-10K-100	52 ± 0,5	15 ± 0,05	18 ± 0,05

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PUNTALE IN PP PER MICROPIPETTE, 2 - 200 µL *STANDARD LINE***Descrizione :** Punte sfuse in sacchetti. Modelli tipo Eppendorf, Gilson e Finn

Autoclavabile



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
TIPC-200-1K0	tipo Eppendorf, gialli	1000
TIPC-201-1K0	tipo Gilson, gialli, graduata	1000
TIPC-202-1K0	tipo Finn, neutre	1000
TIPC-200-20K	tipo Eppendorf, gialli	20 x 1000
TIPC-201-20K	tipo Gilson, gialli, graduata	20 x 1000
TIPC-202-20K	tipo Finn, neutre	20 x 1000

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-200-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868110625
TIPC-201-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868110632
TIPC-202-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868110649
TIPC-200-20K	16	3,00	90269000	18434868110622
TIPC-201-20K	16	3,00	90269000	18434868110639
TIPC-202-20K	16	3,00	90269000	18434868110646

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

PIÙ DATI TECNICI

	Length (mm)	ID (mm)	OD (mm)
TIPP-010-1K0	44,54	3,5	4,51
TIPP-011-1K0	30,53	3,43	4,55
TIPC-200-1K0	48,2 ± 0,5	7,5 ± 0,05	6,5 ± 0,05
TIPC-201-1K0	50 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-202-1K0	52 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-1K0-500	70 ± 1	7,5 ± 0,05	10,5 ± 0,05
TIPC-1K1-500	70 ± 1	8 ± 0,05	9 ± 0,05
TIPP-1K2-500	74,78	7,84	8,03
TIPP-5K0-250	99,2	-	13,4
TIPC-5K0-250	147 ± 1	10 ± 0,05	12 ± 0,05
TIPC-10K-100	52 ± 0,5	15 ± 0,05	18 ± 0,05

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : TIPS VOOR MICROPIPETTEN VAN PP, 2 - 200 µL *STANDARD LINE***Beschrijving :** Losse tips in zakken. Eppendorf-, Gilson- en Finn-modellen

Autoclaveerbaar

Product beschikbaar in zowel standaard als
voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
TIPC-200-1K0	type Eppendorf, geel	1000
TIPC-201-1K0	type Gilson, geel, gegradueerd	1000
TIPC-202-1K0	type Finn, neutraal	1000
TIPC-200-20K	type Eppendorf, geel	20 x 1000
TIPC-201-20K	type Gilson, geel, gegradueerd	20 x 1000
TIPC-202-20K	type Finn, neutraal	20 x 1000

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-200-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868110625
TIPC-201-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868110632
TIPC-202-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868110649
TIPC-200-20K	16	3,00	90269000	18434868110622
TIPC-201-20K	16	3,00	90269000	18434868110639
TIPC-202-20K	16	3,00	90269000	18434868110646

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

	Length (mm)	ID (mm)	OD (mm)
TIPP-010-1K0	44,54	3,5	4,51
TIPP-011-1K0	30,53	3,43	4,55
TIPC-200-1K0	48,2 ± 0,5	7,5 ± 0,05	6,5 ± 0,05
TIPC-201-1K0	50 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-202-1K0	52 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-1K0-500	70 ± 1	7,5 ± 0,05	10,5 ± 0,05
TIPC-1K1-500	70 ± 1	8 ± 0,05	9 ± 0,05
TIPP-1K2-500	74,78	7,84	8,03
TIPP-5K0-250	99,2	-	13,4
TIPC-5K0-250	147 ± 1	10 ± 0,05	12 ± 0,05
TIPC-10K-100	52 ± 0,5	15 ± 0,05	18 ± 0,05

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PIPETTENSPITZEN AUS PP FÜR MIKROLITERPIPETTEN, 2 - 200 µL *STANDARD LINE***Beschreibung :** Lose Pipettenspitzen in Beuteln. Modelle vom Typ Eppendorf, Gilson und Finn. Autoklavierbar.

Autoklavierbar

Erhältlich im Standardformat sowie im
'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
TIPC-200-1K0	Typ Eppendorf, gelb	1000
TIPC-201-1K0	Typ Gilson, gelb, graduert	1000
TIPC-202-1K0	Typ Finn, farblos	1000
TIPC-200-20K	Typ Eppendorf, gelb	20 x 1000
TIPC-201-20K	Typ Gilson, gelb, graduert	20 x 1000
TIPC-202-20K	Typ Finn, farblos	20 x 1000

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-200-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868110625
TIPC-201-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868110632
TIPC-202-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868110649
TIPC-200-20K	16	3,00	90269000	18434868110622
TIPC-201-20K	16	3,00	90269000	18434868110639
TIPC-202-20K	16	3,00	90269000	18434868110646

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.

WEITERE TECHNISCHE DATEN

	Length (mm)	ID (mm)	OD (mm)
TIPP-010-1K0	44,54	3,5	4,51
TIPP-011-1K0	30,53	3,43	4,55
TIPC-200-1K0	48,2 ± 0,5	7,5 ± 0,05	6,5 ± 0,05
TIPC-201-1K0	50 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-202-1K0	52 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-1K0-500	70 ± 1	7,5 ± 0,05	10,5 ± 0,05
TIPC-1K1-500	70 ± 1	8 ± 0,05	9 ± 0,05
TIPP-1K2-500	74,78	7,84	8,03
TIPP-5K0-250	99,2	-	13,4
TIPC-5K0-250	147 ± 1	10 ± 0,05	12 ± 0,05
TIPC-10K-100	52 ± 0,5	15 ± 0,05	18 ± 0,05