

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : CAJA DE PC CONGELABLE****Descripción :** Caja de congelación de material PC con tapa transparente y código alfanumérico. Para tubos de Ømáx12 mm**DATOS TÉCNICOS**

referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	tipo	unidades por ref.
FBXP-C81-001	54	131	131	azul, para 81 tubos	1
FBXP-C10-001	52	133	133	verde, para 100 tubos	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-C81-001	4,488	0,41	39269097	08434868110946
FBXP-C10-001	1,08	0,14	39269097	08434868110953

FOTO DEL PRODUCTO**MATERIAL**

Polipropileno PP – Policarbonato PC

GENERAL INFORMATION

Product name : RACK FOR CRYOTUBES, PC**Description :** Freezing rack made of PC material with transparent lid and alphanumeric code. For tubes with Ømax 12 mm

TECHNICAL DATA

reference	h (mm)	l (mm)	w (mm)	type	pcs/pack
FBXP-C81-001	54	131	131	blue, for 81 tubes	1
FBXP-C10-001	52	133	133	green, for 100 tubes	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-C81-001	4,488	0,41	39269097	08434868110946
FBXP-C10-001	1,08	0,14	39269097	08434868110953

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Polypropylene PP – Polycarbonate PC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : RACK POUR CRYOTUBES, PC**Description :** Rack de congélation en matériau PC avec couvercle transparent et code alphanumérique. Pour tubes de Ømax 12 mm

DONNÉES TECHNIQUES

référence	h (mm)	long. (mm)	larg. (mm)	type	unités par ref.
FBXP-C81-001	54	131	131	bleu, pour 81 tubes	1
FBXP-C10-001	52	133	133	vert, pour 100 tubes	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-C81-001	4,488	0,41	39269097	08434868110946
FBXP-C10-001	1,08	0,14	39269097	08434868110953

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polypropylène PP - Polycarbonate PC

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : RACK PER CRITUBI, PC**Descrizione :** Rack di congelamento in materiale PC con coperchio trasparente e codice alfanumerico. Per tubi di Ømax 12 mm

DATI TECNICI

referenza	h (mm)	L (mm)	w (mm)	tipo	unità per ref.
FBXP-C81-001	54	131	131	blu, per 81 tubi	1
FBXP-C10-001	52	133	133	verde, per 100 tubi	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-C81-001	4,488	0,41	39269097	08434868110946
FBXP-C10-001	1,08	0,14	39269097	08434868110953

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polipropilene PP - Policarbonato PC

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : REK VOOR CRYOBUIZEN, PC

Beschrijving : Caja de congelación de material PC con tapa transparente y código alfanumérico. Para tubos de Ømáx12 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	h (mm)	l (mm)	b (mm)	type	stuks per ref.
FBXP-C81-001	54	131	131	blauw, voor 81 buizen	1
FBXP-C10-001	52	133	133	groen, voor 100 buizen	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-C81-001	4,488	0,41	39269097	08434868110946
FBXP-C10-001	1,08	0,14	39269097	08434868110953

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Polypropyleen PP – Polycarbonaat PC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : GEFRIERBOX AUS PC**Beschreibung :** Aus Polycarbonat (PC). Mit transparentem Deckel und alphanumerischem Code. Für Röhrrchen mit \varnothing_{\max} 12 mm.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	H (mm)	L (mm)	B (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
FBXP-C81-001	54	131	131	blau, für 81 Röhrrchen	1
FBXP-C10-001	52	133	133	grün, für 100 Röhrrchen	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-C81-001	4,488	0,41	39269097	08434868110946
FBXP-C10-001	1,08	0,14	39269097	08434868110953

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Polypropylen PP - Polycarbonat PC