

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : FRASCO DE PP GRADUADO, ÁMBAR, CUELLO ANCHO

Descripción : Fabricado en PP ámbar, con tapón de rosca GL 45, garantiza un cierre seguro. Buena resistencia química y autoclavable a 121 °C. Boca ancha que permite un llenado cómodo de muestras en polvo, pasta, partículas o líquidos. Graduaciones serigrafiadas. Ideal para el almacenamiento fiable de soluciones o muestras



Esterilizable en autoclave a 121°



Apto para trabajar con productos fotosensibles

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Øbase (mm)	h (mm)	rosca	unidades por ref.
LBPA-100-006	100 ml	55	100	GL45	6
LBPA-250-006	250 ml	64	135	GL45	6
LBPA-500-004	500 ml	81	167	GL45	4
LBPA-1K0-002	1000 ml	101,5	211	GL45	2
LBPA-2K0-001	2000 ml	134,5	243	GL45	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LBPA-100-006	2,47	0,18	39233010	08434868126275
LBPA-250-006	2,47	0,18	39233010	08434868126282
LBPA-500-004	2,47	0,18	39233010	08434868126299
LBPA-1K0-002	2,47	0,18	39233010	08434868126305
LBPA-2K0-001	2,47	0,18	39233010	08434868126312

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

GENERAL INFORMATION

Product name : GRADUATED PP BOTTLE, AMBER, WIDE MOUTH

Description : Made of amber PP, with GL 45 screw cap, ensuring a secure closure. Good chemical resistance and autoclavable at 121 °C. Wide mouth allows easy filling of powders, pastes, particles, or liquids. Printed graduations. Ideal for reliable storage of solutions or samples



Autoclavability



Suitable for photo-sensitive samples

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Øbase (mm)	h (mm)	screw	pcs/pack
LBPA-100-006	100 ml	55	100	GL45	6
LBPA-250-006	250 ml	64	135	GL45	6
LBPA-500-004	500 ml	81	167	GL45	4
LBPA-1K0-002	1000 ml	101,5	211	GL45	2
LBPA-2K0-001	2000 ml	134,5	243	GL45	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LBPA-100-006	2,47	0,18	39233010	08434868126275
LBPA-250-006	2,47	0,18	39233010	08434868126282
LBPA-500-004	2,47	0,18	39233010	08434868126299
LBPA-1K0-002	2,47	0,18	39233010	08434868126305
LBPA-2K0-001	2,47	0,18	39233010	08434868126312

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : FLACON GRADUÉ EN PP AMBRÉ, COL LARGE

Description : Fabriqué en polypropylène ambré, avec bouchon à vis GL 45 assurant une fermeture sûre. Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 °C. Large ouverture facilitant le remplissage de poudres, pâtes, particules ou liquides. Graduations sérigraphiées. Idéal pour le stockage fiable de solutions ou d'échantillons.



Autoclavable



Pour échantillons photosensibles

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Øbase (mm)	h (mm)	filetage	unités par ref.
LBPA-100-006	100 ml	55	100	GL45	6
LBPA-250-006	250 ml	64	135	GL45	6
LBPA-500-004	500 ml	81	167	GL45	4
LBPA-1K0-002	1000 ml	101,5	211	GL45	2
LBPA-2K0-001	2000 ml	134,5	243	GL45	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LBPA-100-006	2,47	0,18	39233010	08434868126275
LBPA-250-006	2,47	0,18	39233010	08434868126282
LBPA-500-004	2,47	0,18	39233010	08434868126299
LBPA-1K0-002	2,47	0,18	39233010	08434868126305
LBPA-2K0-001	2,47	0,18	39233010	08434868126312

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : BOTTIGLIA GRADUATA IN PP AMBRATO, BOCCA LARGA**Descrizione :** Realizzata in PP ambrato, con tappo a vite GL 45 che garantisce una chiusura sicura. Buona resistenza chimica e autoclavabile a 121 °C. Bocca larga per facilitare il riempimento con campioni in polvere, pasta, particelle o liquidi. Graduazioni serigrafate. Ideale per lo stoccaggio affidabile di soluzioni o campioni

Autoclavabile



Per campioni fotosensibili

DATI TECNICI

referenza	capacità	Øbase (mm)	h (mm)	filettatura	unità per ref.
LBPA-100-006	100 ml	55	100	GL45	6
LBPA-250-006	250 ml	64	135	GL45	6
LBPA-500-004	500 ml	81	167	GL45	4
LBPA-1K0-002	1000 ml	101,5	211	GL45	2
LBPA-2K0-001	2000 ml	134,5	243	GL45	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LBPA-100-006	2,47	0,18	39233010	08434868126275
LBPA-250-006	2,47	0,18	39233010	08434868126282
LBPA-500-004	2,47	0,18	39233010	08434868126299
LBPA-1K0-002	2,47	0,18	39233010	08434868126305
LBPA-2K0-001	2,47	0,18	39233010	08434868126312

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : GEGRADUEERDE FLES VAN AMBERKLEURIG PP, WIJDE HALS

Beschrijving : Vervaardigd van amberkleurig PP, met GL 45 schroefdop voor een veilige afsluiting. Goede chemische bestendigheid en autoclaveerbaar bij 121 °C. Wijde hals voor eenvoudig vullen met poeder-, pasta-, deeltjes- of vloeibare monsters. Opgedrukte maatverdeling. Ideaal voor betrouwbare opslag van oplossingen of monsters



Autoclaveerbaar



Geschikt voor fotosensitieve producten

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Øbasis (mm)	h (mm)	schroef	stuks per ref.
LBPA-100-006	100 ml	55	100	GL45	6
LBPA-250-006	250 ml	64	135	GL45	6
LBPA-500-004	500 ml	81	167	GL45	4
LBPA-1K0-002	1000 ml	101,5	211	GL45	2
LBPA-2K0-001	2000 ml	134,5	243	GL45	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LBPA-100-006	2,47	0,18	39233010	08434868126275
LBPA-250-006	2,47	0,18	39233010	08434868126282
LBPA-500-004	2,47	0,18	39233010	08434868126299
LBPA-1K0-002	2,47	0,18	39233010	08434868126305
LBPA-2K0-001	2,47	0,18	39233010	08434868126312

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : GRADUIERTE FLASCHE AUS BERNSTEINFARBENEM PP, WEITHALS

Beschreibung : Aus bernsteinfarbenem PP, mit Schraubverschluss GL 45 für einen sicheren Verschluss. Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bei 121 °C. Weithals für einfaches Befüllen mit Pulver-, Pasten-, Partikel- oder Flüssigproben. Aufgedruckte Graduierung. Ideal für die zuverlässige Lagerung von Lösungen oder Proben



Autoklavierbar



Für photosensible Proben

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	ØBoden (mm)	H (mm)	Gewinde	Stückzahl pro Artikel
LBPA-100-006	100 ml	55	100	GL45	6
LBPA-250-006	250 ml	64	135	GL45	6
LBPA-500-004	500 ml	81	167	GL45	4
LBPA-1K0-002	1000 ml	101,5	211	GL45	2
LBPA-2K0-001	2000 ml	134,5	243	GL45	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LBPA-100-006	2,47	0,18	39233010	08434868126275
LBPA-250-006	2,47	0,18	39233010	08434868126282
LBPA-500-004	2,47	0,18	39233010	08434868126299
LBPA-1K0-002	2,47	0,18	39233010	08434868126305
LBPA-2K0-001	2,47	0,18	39233010	08434868126312

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.