

**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto : Bomba de vacío, LBX V**

**Descripción :** Para equipos de filtración, Kitasatos, desecadores y otros usos de laboratorio. Bomba compacta y ligera, con motor a pistón y 100% libre de aceite, lo que la hace una bomba limpia y libre de mantenimiento. Vacío regulable. Vacuómetro incluido. Funcionamiento silencioso (50 dB). Protección contra sobrecalentamiento y desbordamiento para evitar que el líquido entre a la bomba. Rotación del motor: 1450 rpm. 220V/50Hz. Garantía 2 años. Se recomienda de manera general combinar las bombas de vacío con una trampa de vacío, imprescindible en aquellos casos en los que se trabaja con rampa de filtración



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

**DATOS TÉCNICOS**

| referencia   | caudal nominal | vacío máx.          | potencia máx. | conector para tubo | dimensiones<br>(largo x ancho x alto) | unidades por ref. |
|--------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|
| VACU-V10-001 | 18 l/min       | 120 mbar / 670 mmHg | 60 W          | Ø 8 mm             | 270 x 140 x 200 mm                    | 1                 |
| VACU-V20-001 | 20 l/min       | 40 mbar / 730 mmHg  | 80 W          | Ø 8 mm             | 310 x 140 x 200 mm                    | 1                 |
| VACU-V50-001 | 90 l/min       | 85 mbar / 695 mmHg  | 250 W         | Ø 8 mm             | 350 x 130 x 210 mm                    | 1                 |

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

| referencia   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| VACU-V10-001 | 10,54     | 3,88 | 84141025 | 08434868051614 |
| VACU-V20-001 | 12,2      | 5,60 | 84141025 | 08434868051638 |
| VACU-V50-001 | 12,2      | 7,50 | 84141025 | 08434868104068 |

## FOTO DEL PRODUCTO



**GENERAL INFORMATION****Product name : Vacuum pump, LBX V**

**Description :** For filter units, filtering flasks, desiccators and other laboratory applications. Compact and light weight. Piston powered vacuum pump, 100% oil-free transfer, clean and maintenance free. Adjustable vacuum. Vacuum gauge included. Silent running (50 dB). Overheating protection and overflow protection to prevent liquid from being sucked into the pump. Motor rotation: 1450 rpm. 220V/50Hz. Warranty 2 years. It is recommended to combine vacuum pumps with a vacuum trap, essential in those cases where you work with a filter manifold



Complies with the specifications defined in the European directive

**TECHNICAL DATA**

| reference    | flow rate at atm.<br>pres. | max. vacuum            | max. power | connector for<br>tube | dimensions<br>(length x width x<br>height) | pcs/pack |
|--------------|----------------------------|------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------|
| VACU-V10-001 | 18 l/min                   | 120 mbar / 670<br>mmHg | 60 W       | Ø 8 mm                | 270 x 140 x 200<br>mm                      | 1        |
| VACU-V20-001 | 20 l/min                   | 40 mbar / 730<br>mmHg  | 80 W       | Ø 8 mm                | 310 x 140 x 200<br>mm                      | 1        |
| VACU-V50-001 | 90 l/min                   | 85 mbar / 695<br>mmHg  | 250 W      | Ø 8 mm                | 350 x 130 x 210<br>mm                      | 1        |

**PACKAGING AND LOGISTICS**

| reference    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| VACU-V10-001 | 10,54     | 3,88 | 84141025 | 08434868051614 |
| VACU-V20-001 | 12,2      | 5,60 | 84141025 | 08434868051638 |
| VACU-V50-001 | 12,2      | 7,50 | 84141025 | 08434868104068 |

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Pompe à vide, LBX V**

**Description :** Pour équipement de filtration, fiole à vide, dessiccateur et autre usage de laboratoire. Pompe compacte et légère, avec moteur à piston et 100% sans huile (propre et sans entretien). Vide réglable. Vacuomètre inclus. Fonctionnement silencieux (50 dB). Protection surchauffe et anti débordement pour empêcher le liquide d'être aspiré dans la pompe. Rotation du moteur : 1450 rpm. 220V/50Hz. Garantie 2 ans. Il est généralement recommandé d'utiliser un piège à vide avec la pompe et cela est obligatoire dans les montages avec rampe de filtration



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | débit nominal | vide                   | puissance<br>maximale | embout pour<br>tube | dimensions<br>(longueur x<br>largeur x<br>hauteur) | unités par ref. |
|--------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| VACU-V10-001 | 18 l/min      | 120 mbar / 670<br>mmHg | 60 W                  | Ø 8 mm              | 270 x 140 x 200<br>mm                              | 1               |
| VACU-V20-001 | 20 l/min      | 40 mbar / 730<br>mmHg  | 80 W                  | Ø 8 mm              | 310 x 140 x 200<br>mm                              | 1               |
| VACU-V50-001 | 90 l/min      | 85 mbar / 695<br>mmHg  | 250 W                 | Ø 8 mm              | 350 x 130 x 210<br>mm                              | 1               |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| VACU-V10-001 | 10,54     | 3,88 | 84141025 | 08434868051614 |
| VACU-V20-001 | 12,2      | 5,60 | 84141025 | 08434868051638 |
| VACU-V50-001 | 12,2      | 7,50 | 84141025 | 08434868104068 |



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Pompa per vuoto, LBX V**

**Descrizione** : Per sistemi di filtrazione, beute da vuoto, essiccatori e altri usi di laboratorio. Pompa compatta e leggera, con motore a pistone e completamente senza olio, cosa che la rende una pompa pulita e che non necessita di manutenzione. Vacuometro incluso. Funzionamento silenzioso (50 dB). Protezione da perdite e surriscaldamento. Giri del motore: 1450 rpm. 220 V/50 Hz. Garanzia di 2 anni. In generale, si raccomanda di utilizzare le pompe per vuoto con una trappola, imprescindibile nei casi in cui si lavora con una rampa di filtrazione



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

## DATI TECNICI

| referenza    | portata nominale | vuoto max           | potenza max | connettore per tubo | dimensioni<br>(lunghezza x<br>larghezza x<br>altezza) | unità per ref. |
|--------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| VACU-V10-001 | 18 l/min         | 120 mbar / 670 mmHg | 60 W        | Ø 8 mm              | 270 x 140 x 200 mm                                    | 1              |
| VACU-V20-001 | 20 l/min         | 40 mbar / 730 mmHg  | 80 W        | Ø 8 mm              | 310 x 140 x 200 mm                                    | 1              |
| VACU-V50-001 | 90 l/min         | 85 mbar / 695 mmHg  | 250 W       | Ø 8 mm              | 350 x 130 x 210 mm                                    | 1              |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| VACU-V10-001 | 10,54     | 3,88 | 84141025 | 08434868051614 |
| VACU-V20-001 | 12,2      | 5,60 | 84141025 | 08434868051638 |
| VACU-V50-001 | 12,2      | 7,50 | 84141025 | 08434868104068 |

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Vacuümpomp, LBX V**

**Beschrijving :** Voor filtratieapparatuur, Kitasatos, exsiccatoren en ander laboratoriumgebruik. Compacte en lichte pomp, met plunjermotor en 100% olievrij, wat het een schone en onderhoudsvrije pomp maakt. Instelbaar vacuüm. Vacuümmeter inbegrepen. Stille werking (50 dB). Oververhittings- en overloopbeveiliging om te voorkomen dat er vloeistof in de pomp komt. Motorrotatie: 1450 rpm. 220V/50Hz. 2 jaar garantie. Over het algemeen wordt aanbevolen om vacuümpompen te combineren met een vacuümval, essentieel in die gevallen waarin wordt gewerkt met een vacuümfiltratie-eenheid



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | nominale stroom | vacuüm max.            | vermogen max. | connector voor<br>buis | afmetingen<br>(lengte x breedte<br>x hoogte) | stuks per ref. |
|--------------|-----------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| VACU-V10-001 | 18 l/min        | 120 mbar / 670<br>mmHg | 60 W          | Ø 8 mm                 | 270 x 140 x 200<br>mm                        | 1              |
| VACU-V20-001 | 20 l/min        | 40 mbar / 730<br>mmHg  | 80 W          | Ø 8 mm                 | 310 x 140 x 200<br>mm                        | 1              |
| VACU-V50-001 | 90 l/min        | 85 mbar / 695<br>mmHg  | 250 W         | Ø 8 mm                 | 350 x 130 x 210<br>mm                        | 1              |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (cm <sup>3</sup> ) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|------------------------|------|----------|----------------|
| VACU-V10-001 | 10,54                  | 3,88 | 84141025 | 08434868051614 |
| VACU-V20-001 | 12,2                   | 5,60 | 84141025 | 08434868051638 |
| VACU-V50-001 | 12,2                   | 7,50 | 84141025 | 08434868104068 |



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Vakuumpumpe, LBX V**

**Beschreibung** : Für Filtrationsgeräte, Saugflaschen, Exsikkatoren und andere Laboranwendungen. Kompakte und leichte Pumpe mit Kolbenmotor und zu 100 % ölfrei, was sie zu einer sauberen und wartungsfreien Pumpe macht. Regulierbares Vakuum. Vakuummeter inbegriffen. Geräuscharmer Betrieb (50 dB). Schutz gegen Überhitzung und Überlaufen, vermeidet, dass Flüssigkeit in die Pumpe gelangt. Motordrehzahl: 1450 min<sup>-1</sup>. 220 V / 50 Hz. Garantie 2 Jahre. Es ist allgemein zu empfehlen, Vakuumpumpen mit einer Vakuumpfalle zu kombinieren. Dies ist unabdingbar, wenn die Pumpe mit einem Vakuum-Filtrationsgerät verwendet wird.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Förderleistung | Vakuum max.            | Leistung max. | Schlauchanschl<br>uss | Maße (Länge x<br>Breite x Höhe) | Stückzahl pro<br>Artikel |
|---------------|----------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| VACU-V10-001  | 18 l/min       | 120 mbar / 670<br>mmHg | 60 W          | Ø 8 mm                | 270 x 140 x 200<br>mm           | 1                        |
| VACU-V20-001  | 20 l/min       | 40 mbar / 730<br>mmHg  | 80 W          | Ø 8 mm                | 310 x 140 x 200<br>mm           | 1                        |
| VACU-V50-001  | 90 l/min       | 85 mbar / 695<br>mmHg  | 250 W         | Ø 8 mm                | 350 x 130 x 210<br>mm           | 1                        |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| VACU-V10-001 | 10,54     | 3,88 | 84141025 | 08434868051614 |
| VACU-V20-001 | 12,2      | 5,60 | 84141025 | 08434868051638 |
| VACU-V50-001 | 12,2      | 7,50 | 84141025 | 08434868104068 |

