

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Malla metálica con centro de arcilla**Descripción :** No contiene amianto

Producto disponible tanto en formato estándar
como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øcerámica (mm)	l (mm)	w (mm)	unidades por ref.
CPLS-100-001	70	100	100	1
CPLS-125-001	85	125	125	1
CPLS-200-001	147	200	200	1
CPLS-100-020	70	100	100	20
CPLS-125-020	85	125	125	20
CPLS-180-020	130	180	180	20
CPLS-200-020	147	200	200	20

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CPLS-100-001	0,198	0,02	73142090	08434868014954
CPLS-125-001	0,198	0,03	73142090	08434868014961
CPLS-200-001	0,375	0,08	73142090	08434868014985
CPLS-100-020	3,96	0,45	73142090	18434868014951
CPLS-125-020	3,96	0,54	73142090	18434868014968
CPLS-180-020	0,00396	0,60	73142090	18434868112992
CPLS-200-020	7,5	1,50	73142090	18434868014982

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name :** Ceramic plate, iron wire with clay center**Description :** Without asbestos

Available in standard size and economy size


TECHNICAL DATA

reference	Øceramic (mm)	l (mm)	w (mm)	pcs/pack
CPLS-100-001	70	100	100	1
CPLS-125-001	85	125	125	1
CPLS-200-001	147	200	200	1
CPLS-100-020	70	100	100	20
CPLS-125-020	85	125	125	20
CPLS-180-020	130	180	180	20
CPLS-200-020	147	200	200	20

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CPLS-100-001	0,198	0,02	73142090	08434868014954
CPLS-125-001	0,198	0,03	73142090	08434868014961
CPLS-200-001	0,375	0,08	73142090	08434868014985
CPLS-100-020	3,96	0,45	73142090	18434868014951
CPLS-125-020	3,96	0,54	73142090	18434868014968
CPLS-180-020	0,00396	0,60	73142090	18434868112992
CPLS-200-020	7,5	1,50	73142090	18434868014982

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Grille métallique avec disque en argile**Description :** Sans amiante

Disponible à la fois au format standard et au
format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øcéramique (mm)	long. (mm)	larg. (mm)	unités par ref.
CPLS-100-001	70	100	100	1
CPLS-125-001	85	125	125	1
CPLS-200-001	147	200	200	1
CPLS-100-020	70	100	100	20
CPLS-125-020	85	125	125	20
CPLS-180-020	130	180	180	20
CPLS-200-020	147	200	200	20

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CPLS-100-001	0,198	0,02	73142090	08434868014954
CPLS-125-001	0,198	0,03	73142090	08434868014961
CPLS-200-001	0,375	0,08	73142090	08434868014985
CPLS-100-020	3,96	0,45	73142090	18434868014951
CPLS-125-020	3,96	0,54	73142090	18434868014968
CPLS-180-020	0,00396	0,60	73142090	18434868112992
CPLS-200-020	7,5	1,50	73142090	18434868014982



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Reticella con disco in argilla**Descrizione :** Non contiene amiantoDisponibile sia in formato standard che in
confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	Øceramica (mm)	L (mm)	w (mm)	unità per ref.
CPLS-100-001	70	100	100	1
CPLS-125-001	85	125	125	1
CPLS-200-001	147	200	200	1
CPLS-100-020	70	100	100	20
CPLS-125-020	85	125	125	20
CPLS-180-020	130	180	180	20
CPLS-200-020	147	200	200	20

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CPLS-100-001	0,198	0,02	73142090	08434868014954
CPLS-125-001	0,198	0,03	73142090	08434868014961
CPLS-200-001	0,375	0,08	73142090	08434868014985
CPLS-100-020	3,96	0,45	73142090	18434868014951
CPLS-125-020	3,96	0,54	73142090	18434868014968
CPLS-180-020	0,00396	0,60	73142090	18434868112992
CPLS-200-020	7,5	1,50	73142090	18434868014982



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Metaalgaas met duurzame kleikern**Beschrijving :** Bevat geen asbest


Product beschikbaar in zowel standaard als
voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Økeramiek (mm)	l (mm)	b (mm)	stuks per ref.
CPLS-100-001	70	100	100	1
CPLS-125-001	85	125	125	1
CPLS-200-001	147	200	200	1
CPLS-100-020	70	100	100	20
CPLS-125-020	85	125	125	20
CPLS-180-020	130	180	180	20
CPLS-200-020	147	200	200	20

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CPLS-100-001	0,198	0,02	73142090	08434868014954
CPLS-125-001	0,198	0,03	73142090	08434868014961
CPLS-200-001	0,375	0,08	73142090	08434868014985
CPLS-100-020	3,96	0,45	73142090	18434868014951
CPLS-125-020	3,96	0,54	73142090	18434868014968
CPLS-180-020	0,00396	0,60	73142090	18434868112992
CPLS-200-020	7,5	1,50	73142090	18434868014982





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Drahtaufleger, mit Langlebigem tonkern

Beschreibung : Asbestfrei.

Erhältlich im Standardformat sowie im
'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	ØKeramik (mm)	L (mm)	B (mm)	Stückzahl pro Artikel
CPLS-100-001	70	100	100	1
CPLS-125-001	85	125	125	1
CPLS-200-001	147	200	200	1
CPLS-100-020	70	100	100	20
CPLS-125-020	85	125	125	20
CPLS-180-020	130	180	180	20
CPLS-200-020	147	200	200	20

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CPLS-100-001	0,198	0,02	73142090	08434868014954
CPLS-125-001	0,198	0,03	73142090	08434868014961
CPLS-200-001	0,375	0,08	73142090	08434868014985
CPLS-100-020	3,96	0,45	73142090	18434868014951
CPLS-125-020	3,96	0,54	73142090	18434868014968
CPLS-180-020	0,00396	0,60	73142090	18434868112992
CPLS-200-020	7,5	1,50	73142090	18434868014982

