

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tubo de centrifuga graduado de PP con faldón, 50 ml**Descripción :** Fondo cónico con faldón. El modelo estéril lo es por óxido de etileno. Dimensiones: Ø del tubo 29 mm, altura 115 mm y Ø del tapón 33,5 mm. Resistencia a la centrifugación: 3000 xg. Superado test de presión de 95 kPa. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

Esterilizable en autoclave a 121°

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'



Esterilizado por Oxido de Etileno

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	tipo	unidades por ref.
CTSP-050-050	50 ml	no estéril	50
CTSP-E50-050	50 ml	estéril en bolsa unitaria	50
CTSP-050-500	50 ml	no estéril	10 x 50
CTSP-E50-500	50 ml	estéril en bolsa unitaria	10 x 50

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSP-050-050	7,8	0,80	39239000	08434868016354
CTSP-E50-050	9,5	0,77	39239000	08434868016361
CTSP-050-500	68,1	8,00	39239000	18434868016351
CTSP-E50-500	100,491	8,50	39239000	18434868016368

FOTO DEL PRODUCTO

MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

GENERAL INFORMATION**Product name :** Centrifuge tube, PP, with graduation and skirt, 50 ml**Description :** Conical bottom with skirt. Sterile reference is by ethylene oxide. Dimensions: tube Ø 29 mm, 115 mm high and cap Ø 33,5 mm. Withstands RCF of 3000xg. Successfully passed 95 kPa pressure test. Free sterilization certificate available on the website

Autoclavability

Available in standard size and economy size



Sterile by Ethylene Oxide

TECHNICAL DATA

reference	capacity	type	pcs/pack
CTSP-050-050	50 ml	non-sterile	50
CTSP-E50-050	50 ml	sterile in single package	50
CTSP-050-500	50 ml	non-sterile	10 x 50
CTSP-E50-500	50 ml	sterile in single package	10 x 50

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSP-050-050	7,8	0,80	39239000	08434868016354
CTSP-E50-050	9,5	0,77	39239000	08434868016361
CTSP-050-500	68,1	8,00	39239000	18434868016351
CTSP-E50-500	100,491	8,50	39239000	18434868016368

PRODUCT PHOTO

MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Tube à centrifuger, gradué, avec jupe, en PP, 50 ml**Description :** Fond conique avec jupe. Modèle stérile par oxyde d'éthylène. Dimensions : Ø du tube 29 mm, hauteur 115 mm et Ø du bouchon 33,5 mm. Résiste à une FCR de 3000 xg. Test de pression à 95 kPa réussi. Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web

Autoclavable

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'



Stérilisé par oxyde d'éthylène

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	type	unités par ref.
CTSP-050-050	50 ml	non stérile	50
CTSP-E50-050	50 ml	stérile en sachet unitaire	50
CTSP-050-500	50 ml	non stérile	10 x 50
CTSP-E50-500	50 ml	stérile en sachet unitaire	10 x 50

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSP-050-050	7,8	0,80	39239000	08434868016354
CTSP-E50-050	9,5	0,77	39239000	08434868016361
CTSP-050-500	68,1	8,00	39239000	18434868016351
CTSP-E50-500	100,491	8,50	39239000	18434868016368

PHOTO PRODUIT

MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Provetta per centrifuga graduata in PP con base d'appoggio, 50 ml**Descrizione :** Fondo conico con base d'appoggio. Il modello sterile è tale mediante ossido di etilene. Dimensioni: Ø della provetta 29 mm, lunghezza 115 mm e Ø del tappo 33,5 mm. Resistenza alla forza centrifuga: 3000 xg. Ha superato un test di pressione a 95 kPa. Certificato di sterilizzazione gratuito disponibile sul sito web

Autoclavabile

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio



Sterile per ossido di etilene

DATI TECNICI

referenza	capacità	tipo	unità per ref.
CTSP-050-050	50 ml	non sterile	50
CTSP-E50-050	50 ml	sterile in confezione singola	50
CTSP-050-500	50 ml	non sterile	10 x 50
CTSP-E50-500	50 ml	sterile in confezione singola	10 x 50

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSP-050-050	7,8	0,80	39239000	08434868016354
CTSP-E50-050	9,5	0,77	39239000	08434868016361
CTSP-050-500	68,1	8,00	39239000	18434868016351
CTSP-E50-500	100,491	8,50	39239000	18434868016368

FOTO DEL PRODOTTO

MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : PP centrifugebuis met schaalverdeling en starand, 50 ml****Beschrijving :** Conische bodem met rok. Het steriele model is van ethyleenoxide. Afmetingen: Ø van de buis 29 mm, hoogte 115 mm en Ø van de dop 33,5 mm. Weerstand tegen centrifugeren: 3000 xg. Geslaagd voor een druktest van 95 kPa. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de website

Autoclaveerbaar

Product beschikbaar in zowel standaard als
voordeelpakket formaat

Ethyleenoxide gesteriliseerd

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	type	stuks per ref.
CTSP-050-050	50 ml	niet-steriel	50
CTSP-E50-050	50 ml	steriel in eenheidszak	50
CTSP-050-500	50 ml	niet-steriel	10 x 50
CTSP-E50-500	50 ml	steriel in eenheidszak	10 x 50

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSP-050-050	7,8	0,80	39239000	08434868016354
CTSP-E50-050	9,5	0,77	39239000	08434868016361
CTSP-050-500	68,1	8,00	39239000	18434868016351
CTSP-E50-500	100,491	8,50	39239000	18434868016368

PRODUKTFOTO

MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.




ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Zentrifugenröhrchen aus PP, graduert, mit Stehrand, 50 ml

Beschreibung : Konischer Boden mit Stehrand. Sterilisiert durch Ethylenoxid. Maße: Ø des Röhrchens 29 mm, Höhe 115 mm und Ø des Verschlusses 33,5 mm. Zentrifugierbarkeit: 3000 xg. Erfolgreiche Druckprüfung bei 95 kPa. Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar.

Autoklavierbar

Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Typ	Stückzahl pro Artikel
CTSP-050-050	50 ml	unsteril	50
CTSP-E50-050	50 ml	steril, in Einzelverpackung	50
CTSP-050-500	50 ml	unsteril	10 x 50
CTSP-E50-500	50 ml	steril, in Einzelverpackung	10 x 50

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSP-050-050	7,8	0,80	39239000	08434868016354
CTSP-E50-050	9,5	0,77	39239000	08434868016361
CTSP-050-500	68,1	8,00	39239000	18434868016351
CTSP-E50-500	100,491	8,50	39239000	18434868016368

PRODUKTFOTO

MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.