

Hoja de producto

Fecha rev.: 13/02/2026
Ref. Doc: PDS-461

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : CAJA DE PLÁSTICO CONGELABLE PARA CRIOTUBOS Y VIALES

Descripción : De polipropileno y congelable. Color natural



Esterilizable en autoclave a 121°



DATOS TÉCNICOS

referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	capacidad	unidades por ref.
FBXP-081-001	51	128	128	para 81 viales de 1,8/2 ml (Ømáx. 12 mm)	1
FBXP-100-001	53	140	140	para 100 viales de 1,8/2 ml (Ømáx. 12 mm)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-081-001	0,624	0,14	39269097	08434868021648
FBXP-100-001	1,2	0,16	39269097	08434868021655


FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min



Date rev.: 02/13/2026
Doc. Ref: PDS-461

GENERAL INFORMATION

Product name : PLASTIC FREEZER BOX FOR CRYOTUBES AND VIALS

Description : Made of polypropylene. Suitable for freezing. Natural colour



Autoclavability



TECHNICAL DATA

reference	h (mm)	l (mm)	w (mm)	capacity	pcs/pack
FBXP-081-001	51	128	128	up to 81 vials 1,8/2 ml (Ømax. 12 mm)	1
FBXP-100-001	53	140	140	up to 100 vials 1,8/2 ml (Ømax. 12 mm)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-081-001	0,624	0,14	39269097	08434868021648
FBXP-100-001	1,2	0,16	39269097	08434868021655


PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : CRYOBOÎTE CONGELABLE EN PP POUR CRYOTUBE ET FLACONS

Description : En polypropylène et congelable. Couleur naturelle



Autoclavable



DONNÉES TECHNIQUES

référence	h (mm)	long. (mm)	larg. (mm)	capacité	unités par ref.
FBXP-081-001	51	128	128	pour 81 flacons de 1,8/2 ml (Ømax. 12 mm)	1
FBXP-100-001	53	140	140	pour 100 flacons de 1,8/2 ml (Ømax. 12 mm)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-081-001	0,624	0,14	39269097	08434868021648
FBXP-100-001	1,2	0,16	39269097	08434868021655


PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.



Data: 13/02/2026
Ref. Doc: PDS-461

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : SCATOLA DI PLASTICA PER CONGELAMENTO DI CRIOTUBI E FLACONI

Descrizione : Di polipropilene e congelabile. Colore naturale



Autoclavabile



DATI TECNICI

referenza	h (mm)	L (mm)	w (mm)	capacità	unità per ref.
FBXP-081-001	51	128	128	per 81 fiale da 1,8/2 ml (Ømax 12 mm)	1
FBXP-100-001	53	140	140	per 100 fiale da 1,8/2 ml (Ømax 12 mm)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-081-001	0,624	0,14	39269097	08434868021648
FBXP-100-001	1,2	0,16	39269097	08434868021655


FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.



Produkt informatieblad IT

Revisiedatum: 13/02/2026
Ref. Doc.: PDS-461

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : INVRIESBARE KUNSTSTOF DOOS VOOR CRYOBUIZEN EN VIALS

Beschrijving : Van polypropyleen en invriesbaar. Kleurloos



Autoclaveerbaar



TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	h (mm)	l (mm)	b (mm)	capaciteit	stuks per ref.
FBXP-081-001	51	128	128	voor 81 vials van 1,8/2 ml (Ømax. 12 mm)	1
FBXP-100-001	53	140	140	voor 100 vials van 1,8/2 ml (Ømax. 12 mm)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-081-001	0,624	0,14	39269097	08434868021648
FBXP-100-001	1,2	0,16	39269097	08434868021655

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : GEFRIERBOXEN AUS PLASTIK FÜR KRYORÖHRCHEN UND VIALS

Beschreibung : Aus Polypropylen, gefrierbar. Farblos.



Autoklavierbar



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	H (mm)	L (mm)	B (mm)	Volumen	Stückzahl pro Artikel
FBXP-081-001	51	128	128	für 81 x 1,8/2 ml Röhrchen (Ømax. 12 mm)	1
FBXP-100-001	53	140	140	für 100 x 1,8/2 ml Röhrchen (Ømax. 12 mm)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-081-001	0,624	0,14	39269097	08434868021648
FBXP-100-001	1,2	0,16	39269097	08434868021655

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.