

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : pHMETRO DE BOLSILLO ESTANCO AL AGUA**

Descripción : Medidor de pH compacto con electrodo intercambiable y compensación automática de temperatura. Rango de pH: 0,00 - 14,00 pH , precisión $\pm 0,05$ pH. Rango de temperatura: 0 - 60 °C, precisión ± 1 °C. Calibración en 2 puntos (pH 4,01, 7,00 y 10,01). Estanco al agua (protección IP 65). Alimentación: 3 pilas LR44 (incluidas). Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe


Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
PHMT-030-001	pHmetro pHscan 30	1
PHMT-A30-001	electrodo de recambio	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-030-001	0,684	0,23	90278930	08434868034457
PHMT-A30-001	1	0,50	90278930	08434868034518

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION

Product name : POCKET pH METER, WATER-TIGHT

Description : pH meter compact with interchangeable electrode and automatic temperature compensation. pH range: 0 - 14 pH, precision: ± 0.05 pH. Temperature range: 0 - 60 °C, accuracy ± 1 °C. Calibration in 2 points (pH 4.01, 7.00 and 10.01). Water-tight (IP 65 protection). Power supply: 3 LR44 batteries (included). 2-year warranty



Complies with the specifications defined in the European directive

Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product


TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
PHMT-030-001	pH meter, pHscan 30	1
PHMT-A30-001	spare electrode	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-030-001	0,684	0,23	90278930	08434868034457
PHMT-A30-001	1	0,50	90278930	08434868034518

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : pH-MÈTRE DE POCHE ÉTANCHE

Description : Testeur de pH compact avec électrode interchangeable et compensation automatique de température. Gamme de pH : 0,00 - 14,00 pH, précision : $\pm 0,05$ pH. Gamme de température : 0 - 60 °C, précision ± 1 °C. Calibrage en 2 points (pH 4,01, 7,00 ou 10,01). Étanche (protection IP 65). Alimentation : 3 piles LR44 (incluses). Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit


DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
PHMT-030-001	pH-mètre pHscan 30	1
PHMT-A30-001	électrode de rechange	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-030-001	0,684	0,23	90278930	08434868034457
PHMT-A30-001	1	0,50	90278930	08434868034518

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : pH-METRO TASCABILE A TENUTA STAGNA

Descrizione : Misuratore di pH compatto con elettrodo intercambiabile e compensazione di temperatura automatica. Range di pH: 0,00 - 14,00 pH, precisione $\pm 0,05$ pH. Range di temperatura: 0 - 60 °C, precisione ± 1 °C. Calibrazione a 2 punti (pH 4,01, 7,00 o 10,01). Tenuta stagna (protezione IP 65). Alimentazione: 3 batterie LR44 (incluse). Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto


DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
PHMT-030-001	pH-metro pHscan 30	1
PHMT-A30-001	elettrodo di ricambio	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-030-001	0,684	0,23	90278930	08434868034457
PHMT-A30-001	1	0,50	90278930	08434868034518

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : POCKET pH-METER, WATERDICHT

Beschrijving : Compacte pH-meter met vervangbare elektrode en automatische temperatuurcompensatie. Meetbereik: 0,00 - 14,00 pH, nauwkeurigheid $\pm 0,05$ pH. Temperatuurbereik: 0 - 60 °C, nauwkeurigheid ± 1 °C. Tweepuntskalibratie (pH 4,01, 7,00 en 10,01). Waterdicht (IP 65-bescherming). Voeding: 3 LR44-batterijen (inbegrepen). Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
PHMT-030-001	pH-meter pHscan 30	1
PHMT-A30-001	reserve-elektrode	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-030-001	0,684	0,23	90278930	08434868034457
PHMT-A30-001	1	0,50	90278930	08434868034518

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : TASCHEN-pH-METER, WASSERDICHT

Beschreibung : Kompaktes Taschen-pH-Meter, mit austauschbarer Elektrode und automatischer Temperaturkompensation. pH-Messbereich: pH 0,00 - 14,00; Genauigkeit: pH $\pm 0,05$. Temperaturmessbereich: 0 - 60 °C; Genauigkeit: ± 1 °C. Zweipunktkalibrierung (pH 4,01, 7,00 und 10,01). Wasserfest (Schutzart IP65). Stromversorgung: 3 LR44-Batterien (enthalten). Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
PHMT-030-001	pH-Meter, pHscan 30	1
PHMT-A30-001	Ersatzelektrode	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-030-001	0,684	0,23	90278930	08434868034457
PHMT-A30-001	1	0,50	90278930	08434868034518

PRODUKTFOTO

