



L90 SERIES

SM02-002-001 / SM02-003-001

Cabezal	<p>Cabezal binocular, trinocular Inclinación 45° y giratorio 360° Porta-ocular de 30.0 mm de diámetro Tornillo de seguridad para bloquear la extracción del ocular Distancia inter-pupilar aproximada entre 50 y 77 mm Corrección de dioptrías en ambos tubos porta-oculares</p>
Ocular	<p>WF10X/20 mm con ajuste de dioptrías Incluye pareja de protectores de goma</p>
Objetivos	<p>Pareja de objetivos Zoom con rango de 0.7X a 4.5X Relación zoom 6.428:1 Rango Zoom para-focal Mandos de control a ambos lados de cabezal Indicaciones de aumento en mando derecho de 0.7X, 0.8X, 1.0X, 1.5X, 2X, 3X, 4X y 4.5X Distancia de trabajo de 100 mm</p>
Base	<p>Rectangular de 198 x 230 mm x 64 mm(altura) Incluye dos pinzas sujeta-muestras no extraíbles Platinas de 95 mm de diámetro Columna vertical de 32 mm de diámetro y 226 mm de altura Permite trabajar con muestras de hasta 100 mm de altura</p>
Soporte de cabezal	<p>Compatible con cabezales de 76 mm de diámetro Mando de enfoque macrométrico de tensión ajustable Recorrido total de enfoque de 50 mm</p>
Iluminación	<p>Incidente y transmitida mediante LED de 3W Intensidad regulable independiente Interruptor ON/OFF Doble fusible de 1A</p>